



セル寸法名称



コード	型番	型番	EXTH (mm)	EXTW (mm)	INTW (mm)	BASE (mm)
2-474-01	ST 1	UV用スタンダードセル	45	12.5	10	1.25
-02	ST 2	UV用セミマイクロセル	45	12.5	4	2.5
-03	ST 3	UV用マイクロセル	45	12.5	2	2.5
-04	ST 4	UV用栓付スタンダードセル	48	12.5	10	1.25
-05	ST 5	UV用2方向透過セル	45	12.5	10	1.25
-07	ST 7	UV用マスキングマイクロセル	45	12.5	2	3
-08	ST 1	蛍光用スタンダードセル	45	12.5	10	1.25
-10	ST 3	蛍光用三角セル	45	12.5	-	1.25
-11	ST 4	蛍光用マイクロセル	45	12.5	2	2.5
-12	ST 5	蛍光用栓付スタンダードセル	48	12.5	10	1.25
-13	ST 6	蛍光用小型ソネル管付セル	65 (全長85)	12.5	10	1.25
-14	ST 7	蛍光用マイクロフローセル	45	12.5	2	COMP H-6 Z-15

透過率表



セル外観図

