


■ 白硬・インターチェンジブル注射器 ガラス先 微量用



単位(mm)

容量	規格	A(最大)	B	C	D	E	ID	F	H	J	L	M	N	OD	Z
2-4984-01 1/4ml 微量用	N	73	61.0	1.5	2.5	7.0	3.1	13.2	11.0	73.0	2.1	8.5	3.1	3.1	≒85
			64.0	2.0	3.5	7.5		14.3	13.0	74.0	3.0	9.5	3.5		
2-4984-02 1/2ml 微量用	I	85	74.0	1.5	2.5	6.8	3.7	13.2	11.8	83.0	2.3	10.5	3.3	3.7	≒94
			77.0	2.4	3.5	7.2		14.3	13.2	84.0	3.2	12.0	3.9		
2-4984-03 1ml 微量用	N	100	88.0	1.6	2.7	8.1	4.8	14.4	12.3	96.0	2.4	11.0	3.9	4.8	≒109
			91.0	1.9	3.7	8.5		15.5	13.6	99.0	3.4	12.0	4.5		
2-4984-04 2ml 微量用	N	100	88.0	1.6	3.0	9.7	6.5	15.8	14.1	96.0	2.4	11.5	5.8	6.5	≒109
			91.0	1.9	4.0	10.2		17.0	15.5	99.0	3.4	13.0	6.5		

※ガラス製の為、上記寸法値と異なる場合がございます。

※B~N 二段表記について

上段~下段の値がその寸法部の許容範囲となります。