


商 品 名

アズフロン®バルブ圧入型（四方）



品 番	チューブ適用外径 (Bφ)	オリフィス径	A mm	C mm	D mm
2-503-01	6	4	31.0	22.5	45.0
2-503-02	8	4	31.0	22.5	45.0
2-503-03	10	6	33.0	25.5	46.0
2-503-04	12	6	33.0	25.5	46.0
2-503-05	1/4	4	31.0	22.5	45.0
2-503-06	3/8	6	33.0	23.0	46.0
2-503-07	1/2	6	35.0	25.0	46.0