



スクリーキャップ付セル 2-5307-01 ~ 08

外形寸法図


<-01、02>



<-03、04>




<-05 ~ 08>




交換部品(オプション)

<-11>




テフロン®シリコンセブタム

<-12>



クローズドトップキャップ

<-13>



オープントップキャップ

有機溶剤の気密性試験：120時間後の溶媒試料の減少量と減少率

アセトン		メタノール		ジエチルエーテル	
減少量 (g)	減少率 (%)	減少量 (g)	減少率 (%)	減少量 (g)	減少率 (%)
0.0055	0.27	0.0036	0.18	0.0402	2.11

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。