


商品名

アズフロン®チューブジョイント



品番	チューブ適用外径 ($D\phi$)	竹の子外径 ($C\phi$)	A mm	B mm	E mm	L mm
2-565-01	6	8	20.0	16.0	22.5	44.0
2-565-02	8	6	20.0	16.0	22.5	44.0
2-565-03	8	10	20.0	16.0	22.5	44.0
2-565-04	10	8	20.0	17.0	25.5	46.0
2-565-05	10	12	25.0	20.0	25.5	52.0
2-565-06	12	10	25.0	20.0	25.5	52.0