

フロー濾過
(ピバフロー50 フリップフローろ過)

2-5737-01 ~ 09

代表性能

20倍濃縮時間(分)	1ユニット	3ユニット	連結	溶質回収率(%)
3 bar 入口圧(20)	初期容量250mL	初期容量1L	直接回収	10mLリンス
BSA 1.0mg/mL(分子量:66,000)				
5,000 MWCO PES	34	49	96%	> 99%
10,000 MWCO PES	22	32	94%	> 99%
10,000 MWCO RC	38	55	96%	> 99%
30,000 MWCO PES	22	32	92%	99%
30,000 MWCO RC	13	21	96%	99%
50,000 MWCO PES	20	29	92%	98%
IgG 1.0mg/mL				
100,000 MWCO PES	43	62	92%	98%
100,000 MWCO RC	40	58	92%	98%
酵母 1.0mg/mL(S.cerevisiae)				
0.2 μ m PES	33	47	92%	98%