

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製品名	MC-Media Pad ACplus(R-AC)	製品コード	SK01A25,SK01B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を35℃、24時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134	良好	赤色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	良好	赤色	適	適
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> JCM 6119	良好	黄褐色－赤色	適	適
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC13276	良好	赤色	適	適

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.6

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製 品 名	MC-Media Pad CC	製品コード	SK02A25,SK02B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を35℃、24時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Citrobacter freundii</i> ATCC 43864	良好	青緑色-青色	適	適
<i>Klebsiella aerogenes</i> NBRC 13534	良好	青緑色-青色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	良好	青緑色-青色	適	適
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> JCM 6119	—	無色-黄色み	—	適
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726	抑制	—	適	—
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783	抑制	—	適	—

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.6

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製品名	MC-Media Pad SA	製品コード	SK03A25,SK03B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を35℃、24時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 14462	良好	水色-青色	適	適
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	良好	水色-青色	適	適
<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134	やや抑制	灰色-黒色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	抑制	-	適	-
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726	抑制	-	適	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	抑制	-	適	-
<i>Staphylococcus epidermidis</i> NBRC 100911	やや抑制	灰色-黒色	適	適

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.6

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製品名	MC-Media Pad EC	製品コード	SK04A25,SK04B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を35℃、24時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Citrobacter freundii</i> ATCC 43864	良好	青緑－青色	適	適
<i>Klebsiella aerogenes</i> NBRC 13534	良好	青緑－青色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 102203	良好	藍色－紫色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 15034	良好	藍色－紫色	適	適
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> JCM 6119	－	無色－黄色み	－	適
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726	抑制	－	適	－
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783	抑制	－	適	－

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製 品 名	MC-Media Pad YM	製品コード	SK05A25,SK05B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を25℃、72時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Aspergillus brasiliensis</i> NBRC 9455	良好	赤色	適	適
<i>Mucor racemosus</i> ATCC 42647	良好	赤色	適	適
<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	良好	赤色	適	適
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 10092	良好	赤色	適	適
<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134	抑制	—	適	—
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	抑制	—	適	—

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.6

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製品名	MC-Media Pad サルモネラ用	製品コード	SK06A25,SK06B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を35℃、24時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Salmonella</i> Enteritidis NBRC 3313	良好	水色-青色	適	適
<i>Salmonella</i> Typhimurium JCM 1652	良好	水色-青色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	良好	藍色-紫色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 15034	良好	藍色-紫色	適	適
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783	抑制	—	適	—
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726	抑制	—	適	—

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.6

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製 品 名	MC-Media Pad EB	製品コード	SK07A25,SK07B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を37℃、24時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Escherichia coli</i> NBRC 15034	良好	黄色みの帯域を伴う赤色	適	適
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	良好	黄色みの帯域を伴う赤色	適	適
<i>Salmonella</i> Enteritidis NBRC 3313	良好	黄色みの帯域を伴う赤色	適	適
<i>Salmonella</i> Typhimurium JCM 1652	良好	黄色みの帯域を伴う赤色	適	適
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726	抑制	黄色みの発色がない	適	適
<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783	抑制	黄色みの発色がない	適	適

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.2

試験成績書

JNC株式会社 ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

TEL.03-3243-6225 E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

製品名	MC-Media Pad 一般生菌用	製品コード	SK99A25,SK99B25
ロット番号			
品質保持期限			

《培養性能》

以下の試験菌株を35℃、48時間培養した時、発育、発色は下記の規格を満たす。

試験菌株	規格		結果	
	発育	発色	発育	発色
<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134	良好	赤色	適	適
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	良好	赤色	適	適
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	良好	赤色	適	適
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC13276	良好	赤色	適	適

《無菌性》

規格	結果
滅菌リン酸緩衝液1mlを添加後、25℃、7日間培養した時、微生物の発育を認めない	適

判定日	総合判定	品質管理責任者
	合格	

2025.3.1 Rev.6