

Elix® Essential UV

タンク殺菌用UV ランプ (ASM)			無/有共通	無			有		
機種			全機種共通	3	5	10	3	5	10
交換年			偶数年	奇数年			奇数年		
消耗品グリーンバスケット	カタログ番号		LCEXESTS1	LCEXS03S2	LCEXS05S2	LCEXS10S2	LCEXS03E2	LCEXS05E2	LCEXS10E2
	品番		61-0207-88	61-0215-04	61-0215-06	61-0215-08	61-0215-03	61-0215-05	61-0215-07
Progard® TS2	PROG0T0S2	2-1948-11	2	2	2	2	2	2	2
RO膜				1	1	1	1	1	1
				CDRC351JW 2-1948-12	CDRC601JW 61-0214-60	CDRC602JW 61-0214-62	CDRC351JW 2-1948-12	CDRC601JW 61-0214-60	CDRC602JW 61-0214-62
エアメントフィルター	TANKMPK01	2-1948-17	1	1	1	1	1	1	1
本体用254 nm UV ランプ	ZLXUVLP01	2-1948-16		1	1	1	1	1	1
ASM 殺菌用UV ランプ	ZLXUVLPL1	2-1948-18					1	1	1

Elix® Essential

タンク殺菌用UV ランプ (ASM)			無/有共通	無			有		
機種			全機種共通	3	5	10	3	5	10
交換年			偶数年	奇数年			奇数年		
消耗品グリーンバスケット	カタログ番号		LCEXESTS1	LCEXE03S2	LCEXE05S2	LCEXE10S2	LCEXE03E2	LCEXE05E2	LCEXE10E2
	品番		61-0207-88	61-0214-99	61-0215-02	61-0212-35	61-0214-98	61-0215-01	61-0212-63
Progard® TS2	PROG0T0S2	2-1948-11	2	2	2	2	2	2	2
RO膜				1	1	1	1	1	1
				CDRC351JW 2-1948-12	CDRC601JW 61-0214-60	CDRC602JW 61-0214-62	CDRC351JW 2-1948-12	CDRC601JW 61-0214-60	CDRC602JW 61-0214-62
エアメントフィルター	TANKMPK01	2-1948-17	1	1	1	1	1	1	1
ASM 殺菌用UV ランプ	ZLXUVLPL1	2-1948-18					1	1	1