

Milli-Q® EQ 7000

消耗品グリーンバスケット	交換年	偶数年	奇数年
	カタログ番号	LCMQEQ7A1	LCMQEQ7A2
IPAK Meta® & IPAK Quanta® カートリッジキット	IPAKKIT00	1	1
Milli-Q® EQ 7000 用UV ランプ	ZEQ7UVLP0		1
Millipak™	MPGP002A1	2	2

Milli-Q® EQ 7008/7016

消耗品グリーンバスケット	タイプ	両機種共通	EQ7008	EQ7016
	交換年	偶数年	奇数年	奇数年
	カタログ番号	LCMQEQXX1	LCMQE08A2	LCMQE16A2
IPAK Gard® / IPAK Meta® / IPAK Quanta® / エアメントフィルター交換キット	EQ70XXPKIT (IPAKGARD1+IPAKKIT00)	1	1	1
Milli-Q® EQ 70XX用UVランプ	ZEQ7UVLP0		1	1
RO (逆浸透) 膜 (EQ7008用)	CDRC60HA1		1	1
RO (逆浸透) 膜 (EQ7016用)	CDRC60HA2		1	1
ech2o® ASM殺菌用 UV ランプ	ASMUVLPA1		1	1
Millipak™	MPGP002A1	2	2	2