



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PMMA (アクリル) t10 透明
②	扉	1	PMMA (アクリル) t20 透明
③	グローブホルダー	2	PMMA (アクリル) 外径φ150×内径φ140
④	ガスコック	1	ニップル外径: φ14 接続ネジ径: R1/4
⑤	ガスコック	1	ニップル外径: φ8 接続ネジ径: R1/4
⑥	サービスポート	3	PC (ポリカ) Rc1/4 プラグ止
⑦	扉パッチン	8	SUS製コーナーキャッチクリップ
⑧	パスボックス	1	PMMA (アクリル) t10 透明
⑨	真空計	1	0~-0.1MPa
⑩	パッチン	6	(本体) P-36-C、(受) P-18-1
⑪	ドライユニット	1	RDH-7M1S AC100V
⑫	温湿度計	1	デジタル表示 商品コード: 4-794-01
⑬	内部コンセント	1	接地2P (3P) 2個口コンセント
⑭	電源コード	1	3Pプラグ付電源コード

*上記以外の付属品: 無菌手袋 1双、手袋固定Oリング 2ヶ

訂正	・	アズワン株式会社 名称 TITLE オートドライグローブボックス 図面 PROJECT NAME AD800PC 仕様図	縮尺 SCALE 1: 10	年月日 DATE 2018/12/18	名称 TITLE オートドライグローブボックス 図面 PROJECT NAME AD800PC 仕様図	NO. C2 図面番号 DWG.NO. 112701-01
	・					
	・					
	・					
この図面は、アズワン㈱の財産であり、アズワン㈱の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン㈱の利益を損なう行為をしてはならない						