

フローサイトメーター サンプル前処理ツール 細胞浮遊液ろ過アイテム



— 目的細胞分離 —



• Filcons



フィルコン

フィルコンは細胞浮遊液から目的の細胞を採取する為の使い捨てフィルターです。


フィルターはポリエステル膜製で80mm²の表面積をもち、大容量の細胞浮遊液から目的の細胞を分離することが可能です。

フィルコンには目的の細胞の大きさに合わせた6種類のサイズが用意されています。また、各種滅菌済みの製品もございます。


- 20 micron
- 30 micron
- 50 micron
- 70 micron
- 100 micron
- 200 micron

製品名	サイズ	入数	旧型番	新商品コード
フィルコン N (Syringe fitting)	20 μm	100	-	2-7208-01
	30 μm	100	CN131	2-7208-02
	50 μm	100	CN132	2-7208-03
	70 μm	100	-	2-7208-04
	100 μm	100	-	2-7208-05
	200 μm	100	-	2-7208-06
フィルコン N (Cup type)	20 μm	100	-	2-7209-01
	30 μm	100	CN151	2-7209-02
	50 μm	100	CN152	2-7209-03
	70 μm	100	-	2-7209-04
	100 μm	100	-	2-7209-05
	200 μm	100	-	2-7209-06
製品名	サイズ	入数	旧型番	新商品コード
フィルコン S (Syringe fitting) 滅菌済み	20 μm	100	-	2-7210-01
	30 μm	100	CN171	2-7210-02
	50 μm	100	CN172	2-7210-03
	70 μm	100	-	2-7210-04
	100 μm	100	-	2-7210-05
	200 μm	100	-	2-7210-06
フィルコン S (Cup type) 滅菌済み	20 μm	100	-	2-7211-01
	30 μm	100	CN191	2-7211-02
	50 μm	100	CN192	2-7211-03
	70 μm	100	-	2-7211-04
	100 μm	100	-	2-7211-05
	200 μm	100	-	2-7211-06

Syringe fitting



Cup Type



ご質問・ご相談は下記までお願いします。

*ご注意:仕様および外観は、予告なく変更される事がありますのでご了承下さい。

■ご用命は信用のある代理店

AS ONE アズワン株式会社
バイオサイエンスグループ

http://www.bio-lab.jp

E-mail bio@so.as-1.co.jp

大阪 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2-1-27

TEL 06-6447-8633 FAX 06-6447-8683

東京 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1,5F

TEL 03-6222-0180 FAX 03-6222-0270