


商 品 名	アズフロン® Y K 接続ハーフオネジコック (二方)
-------	-----------------------------



品 番	チューブ適用外径 (Eφ)	接続ネジ (R)	A mm	B mm	C mm	D mm
2-762-01	6	R1/4	30.0	29.0	55.0	22.5
2-762-02	8	R1/4	30.0	29.0	55.0	22.5
2-762-03	10	R1/4	30.0	29.0	55.0	25.5
2-762-04	12	R3/8	30.0	30.0	55.0	25.5