


商品名

アズフロン®ハーフメスジョイントI型



品番	チューブ適用外径 (C φ)	接続ネジ (RC)	A mm	B mm	D mm	L mm
2-769-01	6	RC1/4	19.0	17.0	22.5	36.0
2-769-02	8	RC1/4	19.0	17.0	22.5	36.0
2-769-03	10	RC1/4	19.0	17.0	22.5	36.0
2-769-04	10	RC3/8	24.0	17.0	25.5	41.0
2-769-05	12	RC3/8	24.0	17.0	25.5	41.0