





2-7937-01

番号	部品名	数量	備考
1	本体	1	エンビ屋(不透明) 容積約40L
2	扉	1	成形品
3	取手	1	成形品
4	棚支柱	4	アクリル樹脂 成形品
5	ゴム足	4	25×20
6	棚板	3	スチロール 成形品
7	シリカゲル層	1	PVC 成形品
8	丁番	3	B-20-SUS-30mm
9	パツチン錠	3	PP-18-1
10	棚受けレール	6	成形品



棚板サイズ
270×257

棚板間小間隔
20

棚ピッチ

新設計