

2-7937-02

番号	部品名	数量	備考
1	本体	1	エンビ品 (不透明) 容積約40L
2	扉	1	成形品
3	取手	1	成形品
4	扉受け	4	アクリル樹脂 成形品
5	ゴム足	4	25×30
6	扉錠	2	アクリル樹脂 +S 透明
7	シリカゲル皿	1	PVC 成形品
8	丁番	3	B-20-SUS-38mm
9	パッキン錠	3	PP-18-1
10	扉受けレール	4	成形品

