



番号	名称	数	備考
①	薬品庫 本体	1	PVC 13 アイボリー 補強: PVC C型チャンネル アイボリー
②	薬品庫 扉	1	PVC 13 透明 補強: PVC C型チャンネル アイボリー
③	横板	2	PVC 14 アイボリー 有効サイズ: 385×350 耐荷重: 25kg/枚
④	扉取手	1	ABS樹脂製 グレー
⑤	丁番	2	SUS304製 キャビネットヒンジ
⑥	錠	1	シリンダー錠
⑦	排気口	1	フタ付
⑧	連結金具	2	SUS430 11.0