







2-8069-04



番号	名称	数	備考
①	薬品座 本体	1	PVC t3 アイボリー 補強: PVC C型チャンネル アイボリー
②	薬品座 扉	2	PVC t4 透明
③	棚板	2	PVC t4 アイボリー 有効サイズ: 830×380 耐荷重: 25kg/枚
④	扉取手	2	PVC t4 透明
⑤	錠	1	プッシュロック
⑥	連結金具	2	SUS430 t1.0



⑥ 連結金具
2枚付属



③ 棚板