



凍結乾燥器 モデルチェンジ情報

主な変更点

- ・制御基板・操作パネル部の変更
- ・改正RoHS2対応
- ・内部配管、パッキンの材質変更
- ・ノンフロン冷媒 (R290) 採用

	旧モデル
品番	2-8102-01
型式	FDU-12AS
温度・圧力値表示部	7セグLED 
冷凍機・冷媒	空冷式 出力450W・R507A
GWP値	3,990
内部配管	天然ゴム製 真空ホース
トラップパッキン材質	クロロブレンゴム (黒)
RoHS対応	未対応
ドレンバルブ	あり 
外寸法・質量	450W×420D×440H・38kg

新旧の互換性について

- ・組み合わせオプションは変更なし
- ・除湿量や冷却温度等の基本性能に変更なし

2025年4月 発売開始

	新モデル
	2-8102-21
	FDM-10AS
	3.4インチLCD 
	空冷式 出力450W・R290
	3
	ポリオレフィン系エラストマー製真空ホース
	シリコンゴム (グレー)
	RoHS2 対応
ドレンバルブ	なし 
	450W×420D×460H・38kg

※設置場所の床面積規制は2㎡以上になります。