

■アズプロ・デスクトップpHメーター用電極

2-8140-11~14

■電極比較表

品番	型番	複合電極構造体	温度範囲	温度プローブ	液絡部材質	シャフト材質	シャフト長さ×径(mm)	比較電解液	備考
2-8140-11	LE407	2-in-1	0~80℃	温度センサーなし	ナイロン	プラスチック製	120×φ12	ゲル	—
2-8140-12	LE409				セラミック	ガラス製		3mol/l-KCl	内部液補充型
2-8140-13	LE420				テフロン/ガラススリーブ				
2-8140-14	LE438	3-in-1		NTC30KΩ	セラミック	プラスチック製	ゲル	—	