



高品質・低価格が自慢のライフサイエンス製品ブランド **ビオラモ**



VIOLAMO
SELECTION

vol. **7**

Ver.2026/09

遠沈管
チューブ・容器
ピペット・チップ
リザーバー
PCR関連品

ウェルプレート
UV分析
CPC向け消耗品
細胞培養関連品
ディスポピペット
分離

フィルター
試薬
サンプル採取
ホモジナイズ
安全・滅菌

A History of VIOLAMO

研究者や医療従事者のニーズに応える高品質な消耗品・機器の提供

VIOLAMO (ビオラモ) は、その始まりから品質に対する強いこだわりをもち続けているブランドです。
ブランド名「VIOLAMO」は、イタリア語で「VIOLA (ヴィオーラ)」と「OTTIMO (オッティモ)」を組み合わせたものです。

「VIOLA」は高貴で品格のある紫色を意味し、「OTTIMO」は最高の品質を表す言葉です。
この組み合わせは、ブランドが「品格のある最高の製品」を目指す姿勢を象徴しています。

新商品の詳細は
次ページへ

2026年

主要商品と販売推移

2010号



「ビオラモ」商品で
最初に商品化した
「ビオラモ遠沈管」シリーズ

2013号



ディスポビペット




ビペット

2017号




ご好評のビオラモ
サクラチップが登場!!



ビオラモサクラチップ

2023号



PCRプレート (セミスカード)



遠沈管クリア 低吸着チューブ



5mL、10mLチップ



サクラチップ
(ロングタイプ)



クライオバイアル

2019号



遠沈管 (自立型) 25mL

2021号



ローラーボトル



細胞培養フィルターユニット

2011号



96ウェルプレート




マイクロチューブ


2015号



細胞培養ディッシュ



細胞培養フラスコ



細胞培養プレート

2025号



メンブレンフィルター



ピペットフィラー



遠沈管 (自立型) 50mL



シリンジフィルター

より多くのお客様にご使用いただいております!



何故、ビオラモなのか

確かさを、もっと身近に。――

研究の現場で求められるもの。それは、再現性あるデータを支える“確かな品質”と、継続できる“コストバランス”。
VIOLAMO (ビオラモ) は、アズワンが長年培った供給体制と品質基準を結集させた
ライフサイエンス領域の次世代スタンダードブランドです。

3つの柱 ― ビオラモが選ばれる理由

1 高品質×低価格 ― 信頼の研究環境を、より手の届く価格で

研究成果は日々の積み重ね。だからこそ、日常使いの器具や消耗品にこそ「確かさ」と「経済性」が求められます。ビオラモは厳選サプライヤーと提携し、安定した品質管理とコストパフォーマンスを両立。
使用頻度の高い定番品を中心に、研究を「止めない」ラインナップをお届けします。

2 日本発ブランド ― 品質設計と信頼が生む“安心”

アズワンの品質基準をもとに、品質監修・サポートは日本から。
研究者視点で磨き込まれた製品群が、日々のルーチンをひとつ上の標準へ導きます。
「日本発ブランドとしての確かな目線」で品質維持を続けています。

3 アズワン物流網による スピーディーな供給

全国を網羅するアズワンの物流ネットワークが、必要な研究資材を最短でお届け。
“必要なときに、必要なものを”確実に研究現場に届けます。
ビオラモは、供給の安定性においても一歩先を行くブランドです。

研究を止めない品質。続けられる価格。届くスピード。

そのすべてを兼ね備える、アズワンのライフサイエンスブランド



お客様より多くのお声を頂いております！



キャンペーンを待たなくても安定して低価格なので
困ったらビオラモから選ぶようにしている。



低価格なので最初は不安だったが、他社製と
比べて遜色なく、何の問題もなく使えて満足。



遠沈管は安いだけでなく、遠心強度もあるし
キャップが他社に比べて閉めやすくて使いやすい。





AXELで在庫状況も見れるので、
すぐ届く安心感があるし在庫管理が楽になった。





ビオラモユーザー、増えてます。



ビオラモ商品ラインナップ紹介

遠沈管 ビオラモ遠沈管クリア NEW  P.5	ビオラモ遠沈管 (スナップキャップ) NEW 2027年3月 発売予定  P.6	ビオラモビッグコニカル  P.7	ビオラモ遠沈管II  P.8
チューブ・容器 ビオラモマイクロチューブ (1.5mL、2mL)  P.10	ビオラモマイクロチューブ (0.6mL) NEW  P.10	ビオラモ5mLチューブ NEW  P.10	ビオラモ低吸着チューブ (タンパク質/DNA) NEW  P.9
ビオラモスクリーキャップチューブ  P.10	ビオラモ汎用遠心機  P.11	ビオラモクライオバイアル  P.11	ビオラモフリーズボックス NEW  P.12
ビオラモディスポ滅菌 三角フラスコ  P.13	ピペット・チップ・リザーバー ビオラモサクラチップ NEW  P.15	ビオラモローリテンションチップ NEW 2027年3月 発売予定  P.17	ビオラモマクロチップ NEW  P.18
ビオラモピペット  P.19	PCR関連品 ビオラモPCRチューブ  P.20	ビオラモPCRプレート  P.20	ビオラモDNAラダーマーカー  P.20
ウェルプレート・UV分析 ビオラモウェルプレート用 小型遠心器  P.21	ビオラモ96ウェルプレート  P.21	ビオラモディープウェルプレート  P.22	ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル  P.22



ビオラモプレート用フィルム 圧着式 NEW  P.22	CPC向け消耗品 ビオラモ遠沈管  P.23	細胞培養関連品・ディスポピペット ビオラモ細胞培養プレートα  P.24	ビオラモ細胞培養ディッシュα (イージーグリップタイプ)  P.25
ビオラモ細胞培養フラスコα (ベントキャップ)  P.26	ビオラモ ガラスボトムディッシュ  P.27	ビオラモローラーボトル  P.27	ビオラモ セルストレーナー NEW  P.29
ビオラモ ミニセルストレーナー NEW  P.29	ビオラモ細胞培養フィルター ユニット  P.28	ビオラモ PETG角型培地瓶 NEW  P.30	ビオラモディスポピペット ピーリング包装 NEW  P.31
ビオラモピペットフィラー VPF-100  P.32	ビオラモアスピレーション ピペット NEW  P.34	分離・フィルター ビオラモメンブレンフィルター  P.35	ビオラモメンブレンフィルター (滅菌済) NEW  P.36
ビオラモ フィルター用ピンセット NEW  P.36	ビオラモシリリングフィルター  P.37	ビオラモシリリングフィルター (滅菌済) NEW  P.39	試薬 ビオラモ DMEM/DPBS/PBS NEW  P.40
サンプル採取・ホモジナイズ ビオラモサンプル採取カップ (スプーン付き) NEW  P.41	安全・滅菌 ガンマ線照射済 ディスポーザブル ウェア (フード・シューズ カバー一体型) Sサイズ NEW  P.42	ビオラモニトリルグローブ  P.42	ビオラモオートクレープバッグ  P.42



性能はそのままに透明度を高めた新シリーズ！ ビオラモ遠沈管クリアが新登場！

POINT 1 従来機種より
透明度がアップ

POINT 2 最大遠心強度20,000Gの
高耐久仕様 ※自立型除く

POINT 3 オートクレーブ・
ディープフリーズ可能

POINT 4 密閉性・操作性に優れた
スクリューキャップ

POINT 5 読み取りやすい白色目盛付

POINT 6 安心の日本製



ビオラモ遠沈管クリア

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
4-6908-01	VIO-15BC	15 (バルクパック)	1箱 (50本/袋 × 8袋入)	¥12,200
4-6908-02	VIO-50BC	50 (バルクパック)	1箱 (20本/袋 × 10袋入)	¥ 8,850
4-6908-03	VIO-50BSC (自立型)	50 (バルクパック)	1箱 (20本/袋 × 10袋入)	¥ 9,900

■ 特長

- 最大遠心強度20,000Gの高耐久仕様 (15mL・50mL) はそのままに、透明度を高めたクリアタイプです。
- 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
- 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
- 読み取りやすい白色目盛付きです。

■ 仕様

- 材質: 本体/PP、キャップ/HDPE
- 遠心強度: 15・50mL/20000G、50mL (自立型)/4000G
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- サイズ: 15mL/φ17×118mm、50mL/φ30×114mm
- 耐熱温度: -80~+121℃
- 無毒性: 細胞毒性試験 (コロニー形成阻害試験) で確認 (IC50>100)
- 放射線滅菌済



従来シリーズより透明度が向上しています。内容物の確認を行いたい場合に便利です。

左: ビオラモ遠沈管 II
右: ビオラモ遠沈管クリア



15mL



50mL



50mL (自立型)

総合検索サイト

AXEL

AXEL 検索

いつでもどこでも検索できる! 事業に必要なあらゆる商品が集結。

お得な情報が盛りだくさん!
最新情報はサイトをチェック!

- ▶ 豊富な商品ラインナップ!
メーカーの最新アイテムも順次掲載
- ▶ 最新の在庫状況/出荷予定日が確認可能
- ▶ 期間限定! お得なキャンペーン情報を随時更新

チャット機能で
お問い合わせに
スムーズに対応!!



2027年3月発売予定

開けやすい。閉めやすい。
作業効率アップに寄与するビオラモ遠沈管
スナップキャップタイプが登場！

POINT 1 片手で楽に開閉できるため、
作業時間の大幅短縮可能

POINT 2 開け閉めに力が必要なく、
非力な方でも作業しやすい

POINT 3 読み取りやすい
白色目盛付

POINT 4 安心の日本製



NEW

ビオラモ遠沈管 (スナップキャップ)

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
4-7561-01	VIO-15BSC	15	1箱 (50本/袋 × 8袋入)	¥12,800
4-7561-02	VIO-50BSC	50	1箱 (20本/袋 × 10袋入)	¥ 8,300
4-7561-03	VIO-50BSCS (自立型)	50	1箱 (20本/袋 × 10袋入)	¥ 9,400
4-7561-04	VIO-25BSC (自立型)	25		¥ 7,800
4-792-11	遠心用アダプター		1個	¥ 7,860

※25mLで遠心を行う場合は別売の遠心用アダプターが必要です。

■ 特長

- 蓋の開閉にかかる時間を大幅に削減できます。
- クリーンベンチ内などで蓋の置き場所を考える必要がありません。
- 大量に作業する際に適しています。

■ 仕様

- 材質: 本体/PP、キャップ/HDPE
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- 本体サイズ: 15mL/φ17×118mm、25mL/φ30×75mm、50mL/φ30×114mm
- 無毒性: 細胞毒性試験 (コロニー形成阻害試験) で確認 (IC₅₀>100)
- 放射線滅菌済
- 目盛: 25mL/刻印、15・50mL/白色印刷
- スナップキャップ装着済



15mL



25mL (自立型)



50mL



50mL (自立型)

AS ONE サンプルサービス

お気軽にサンプルをご依頼ください！


サンプルマークはサンプルサービス対象商品の目印です。

サンプル品はAXEL Webショップからお申込みいただけます。

注: サンプル品は通常の商品よりも出荷に時間がかかることがあります。サイズによってはご用意できない場合がございます。詳しくはAXELをご確認ください。



長年ご愛顧いただく、ビオラモ遠沈管シリーズ！



ビオラモ遠沈管α

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
4-3632-01	VIO-15Ba	15 (バルクパック)	1箱 (50本/袋× 8袋入)	¥9,700
4-3632-02	VIO-50Ba	50 (バルクパック)	1箱 (20本/袋×10袋入)	¥6,700

■ 特長

- 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
- 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
- 読み取りやすい白色目盛り付きです。

■ 仕様

- 材質：本体／PP、キャップ／HDPE
- 遠心強度：20,000G
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- 本体サイズ：15mL／φ17×118mm、50mL／φ30×114mm
- 耐熱温度：-80～+121℃
- 放射線滅菌済

大容量サンプルの遠心分離時に便利



ビオラモビッグコニカル

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
2-919-01	VIO-225	225	1箱 (48本入)	¥14,600
2-919-03	VIO-250	250	1箱 (48本入)	¥14,600
2-919-02	VIO-500	500	1箱 (36本入)	¥12,400

※サンプルは、-01をご用意しております。

■ 特長


- 大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。
- 121℃オートクレーブが可能です。

■ 仕様

- 材質：本体／PP、キャップ／PE
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- 遠心強度：VIO-225・VIO-250／7500G、VIO-500／6000G
- DNase・RNase・パイロジェンフリー



50mL自立型が新登場！



ラックパック 15mL

ラックパック 50mL



25mL

遠心用アダプター 装着例



50mL (自立型)

ビオラモ遠沈管 II (自立型)

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
1-3500-35	VIO-50BS (自立型)	50 (バレルパック)	1箱 (20本/袋×10袋入)	¥9,000

■ 特長

- ラック無しでも自立するため、ハンドリングが容易です。
- 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
- 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
- 読み取りやすい白色目盛り付きです。

■ 仕様

- 材質：本体／PP、キャップ／HDPE
- 耐遠心強度：4,000G
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- 本体サイズ：φ30×114mm
- 無毒性：細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC₅₀>100)
- 耐熱温度：-80～+121℃ ●放射線滅菌済 ●目盛：白色印刷



ビオラモ遠沈管 II

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
1-3500-24	VIO-15BN	15 (バレルパック)	1袋 (50本入)	¥2,100
1-3500-21			1パック (50本/袋×8袋入)	¥11,500
1-3500-25	VIO-50BN	50 (バレルパック)	1袋 (20本入)	¥1,170
1-3500-22			1パック (20本/袋×10袋入)	¥8,350
1-3500-33	VIO-15RN	15 (ラックパック)	1袋 (50本入)	¥3,090
1-3500-31			1箱 (50本/袋×8袋入)	¥16,300
1-3500-34	VIO-50RN	50 (ラックパック)	1袋 (18本入)	¥1,520
1-3500-32			1箱 (18本/袋×8袋入)	¥8,200

※サンプルは、-21・22・31・32をご用意しております。



ビオラモ遠沈管

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
4-792-03	VIO-25B	25 (バレルパック)	1袋 (20本入)	¥1,100
4-792-01			1ケース (20本/袋×10袋入)	¥7,600
4-792-11			遠心用アダプター	1個

※遠心を行う場合は遠心用アダプターが必要です。

※サンプルは、-01をご用意しております。

■ 特長

- 最大遠心強度20,000Gの高耐久仕様です！(25mLは除く)
- 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
- 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
- 読み取りやすい白色目盛り付きです(15・50mL)。

■ 仕様

- 材質：本体／PP、キャップ／HDPE、アダプター／NBR
- 耐遠心強度：25mL／4,000G、15・50mL／20,000G
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- 本体サイズ：25mL／φ30×75mm、15mL／φ17×118mm、50mL／φ30×114mm
- 無毒性：細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC₅₀>100)
- 耐熱温度：-80～+121℃ ●放射線滅菌済
- 目盛：25mL／刻印、15・50mL／白色印刷



コニカル底を自立させます。

■ 特長

- 遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。
- 遠心操作時にはアダプタを容易に取り外すことができます。

■ 仕様

- 材質：LDPE



ビオラモ自立用アダプタ

品番	型番	入数	価格 (税抜)
1-2251-01	15mL用	10個	¥2,010
1-2251-02	50mL用		¥2,760

内容物が見やすく、使いやすい！



ビオラモ遠沈管用ラック

品番	容量	色	6本入り		6本入り(番号付き)	
			品番	価格 (税抜)	品番	価格 (税抜)
1-2250	15mL用	黒	-01	¥4,800	-01-98	¥6,300
1-2250		白	-03	¥4,800	-03-98	¥6,300
1-2250	50mL用	黒	-02	¥5,400	-02-98	¥6,900
1-2250		白	-04	¥5,400	-04-98	¥6,900

■ 特長

- 黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。
- コンパクトサイズで抜き差しも容易です。 ●耐酸性・薬品性に優れています。

■ 仕様

- 材質：PVC
- 外寸法：15mL用／180×49×124mm、50mL用／264×65×124mm



ビオラモに2種類の低吸着チューブが登場！ 滅菌済タイプもラインナップ！



ビオラモタンパク質低吸着チューブ

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	滅菌	入数	価格 (税抜)
4-7440-01	VLBP-05100	0.5	未滅菌	1箱 (50本/袋×2袋入)	¥1,200
4-7440-02	VLBP-15100	1.5			¥1,300
4-7440-03	VLBP-20100	2.0			¥1,400
4-7440-51	VLBP-05400	0.5	未滅菌	1ケース (1箱 (50本/袋×2袋) ×4箱入)	¥4,400
4-7440-52	VLBP-15400	1.5			¥4,900
4-7440-53	VLBP-20400	2.0			¥5,300
4-7441-01	VLBP-05100S	0.5	滅菌済	1箱 (50本/袋×2袋入)	¥1,800
4-7441-02	VLBP-15100S	1.5			¥2,000
4-7441-03	VLBP-20100S	2.0			¥2,100
4-7441-51	VLBP-05400S	0.5		1ケース (1箱 (50本/袋×2袋) ×4箱入)	¥6,600
4-7441-52	VLBP-15400S	1.5			¥7,200
4-7441-53	VLBP-20400S	2.0			¥7,700

■ 特長

- タンパク質の非特異的なチューブ表面への吸着を効果的に低減します。
- チューブ内壁にシリコンなどの表面コーティングを施していないため、サンプルへの干渉リスクを最小限にしています。
- タンパク質サンプルで高い回収率を実現しています。
- フタのロック機構により、長期保存時の誤開封やサンプルの蒸発リスクを減らします。
- 本体側面及びキャップ上面に書き込み可能です。
- チャック付き袋で汚染リスクを軽減します。

■ 仕様

- 材質: PP (USPクラスVI規格準拠)
- 耐遠心強度: 0.5mLタイプ/30000G、1.5・2.0mLタイプ/25000G
- Human DNA・DNase・RNaseフリー・PCR inhibitor・パイロジェンフリー
- 目盛: 0.5mLタイプ/0.1・0.25・0.5mL、1.5mLタイプ/0.5・1.0・1.5mL、2.0mLタイプ/0.5・1.0・1.5・2.0mL
- 全長 (フタ除く): 0.5mLタイプ/30mm、1.5mLタイプ/39.2mm、2.0mLタイプ/40mm
- 本体最大胴径: 0.5mLタイプ/7.8mm、1.5mLタイプ/10.7mm、2.0mLタイプ/10.8mm
- 書き込みスペース付き (キャップ上部、チューブ側面)
- 使用温度範囲: -80~+121°C ●オートクレーブ可 (121°C・20分) ●放射線滅菌済 (SAL 10⁻⁶) ※4-7441-01~03・51~53のみ



ビオラモDNA低吸着チューブ

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	滅菌	入数	価格 (税抜)
4-7446-01	VLBD-05300	0.5	未滅菌	1箱 (50本/袋×6袋入)	¥3,900
4-7446-02	VLBD-15250	1.5		1箱 (50本/袋×5袋入)	¥2,500
4-7446-03	VLBD-20250	2.0			¥2,800
4-7447-01	VLBD-05300S	0.5	滅菌済	1箱 (50本/袋×6袋入)	¥4,840
4-7447-02	VLBD-15250S	1.5		1箱 (50本/袋×5袋入)	¥3,200
4-7447-03	VLBD-20250S	2.0			¥3,500


■ 特長

- DNAのチューブ壁面への吸着を効果的に低減します。
- チューブ内壁にシリコンなどの表面コーティングを施していないため、サンプルへの干渉リスクを最小限にしています。
- DNAサンプルで高い回収率を実現しています。
- フタのロック機構により、長期保存時の誤開封やサンプルの蒸発リスクを減らします。
- 本体側面及びキャップ上面に書き込み可能です。
- チャック付き袋で汚染リスクを軽減します。
- 透明度の高いチューブ本体で、サンプルや目盛の確認が容易です。

POINT 1 各種タンパク質のチューブへの吸着を効果的に低減


POINT 2 チューブ内壁にシリコンなどの表面コーティングを施していないため、サンプルへの干渉リスクを最小限に

■ 時間経過によるタンパク質回収率



※各種マイクロチューブに1 μg/mL FITC-IgG タンパク質溶液を充填し室温4℃の暗所で保存した。1時間、3時間、5時間、24時間後に蛍光値を測定し、平均回収率を算出した。

■ 様々なタンパク質での回収率




※各種低吸着マイクロチューブに濃度10 μg/mLの各種タンパク質溶液を入れ、4℃で保存。その後24時間後にBradford法を用いてタンパク質濃度を測定した。回収率は、各遠心チューブから得られた回収率の平均値として算出した。

POINT 1 DNAのチューブ壁面への吸着を効果的に低減

POINT 2 チューブ内壁にシリコンなどの表面コーティングを施していないため、サンプルへの干渉リスクを最小限に

■ DNA回収率 (%)



※各チューブにDNA希釈液0.1ng/μLを150 μLずつ分注した。チューブを37℃で24時間、3日、14日間インキュベートし、蛍光プローブ法によりDNA回収率 (%)を測定した。

■ 仕様

- 材質: PP (USPクラスVI規格準拠)
- 耐遠心強度: 0.5mLタイプ/30000G、1.5・2.0mLタイプ/25000G
- Human DNA・DNase・RNaseフリー・PCR inhibitor・パイロジェンフリー
- 目盛: 0.5mLタイプ/0.1・0.25・0.5mL、1.5mLタイプ/0.5・1.0・1.5mL、2.0mLタイプ/0.5・1.0・1.5・2.0mL
- 全長 (フタ除く): 0.5mLタイプ/30mm、1.5mLタイプ/39.2mm、2.0mLタイプ/40mm
- 本体最大胴径: 0.5mLタイプ/7.8mm、1.5mLタイプ/10.7mm、2.0mLタイプ/10.8mm
- 書き込みスペース付き (キャップ上部、チューブ側面)
- 使用温度範囲: -80~+121°C ●オートクレーブ可 (121°C・20分)
- 放射線滅菌済 (SAL 10⁻⁶) ※4-7447-01~03のみ





ビオラモマイクロチューブ

滅菌 サル

品番	容量 (mL)	仕様	底形状	入数	価格 (税抜)
1-1600-01	1.5	未滅菌	平底	1袋	¥2,900
1-1600-02	2.0	未滅菌	丸底	(1,000本入)	¥4,100
1-1600-03	1.5	放射線滅菌済	平底	1箱	¥2,500
1-1600-04	2.0	放射線滅菌済	丸底	(50本/袋×5袋入)	¥2,700

■ 特長

- 振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。
- 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。
- オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製ポリプロピレン)を使用しています。
- 本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。
- 1.5mLタイプは遠心後の液の吸い出しが容易な平底設計です。

■ 仕様

- 材質:PP(ポリプロピレン) ●耐遠心強度:20,000G
- 目盛:1.5mLタイプ/0.1・0.5・1.0・1.5mL、2.0mLタイプ/0.5・1.0・1.5・2.0mL
- 全長(フタ除く):1.5mL/38.6mm、2.0mL/39.8mm
- 本体最大胴径:約φ10.8mm
- 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)
- DNase・RNase・DNAフリー ●オートクレーブ可



ビオラモマイクロチューブ (0.6mL)

滅菌

品番	型番	仕様	入数	価格 (税抜)
4-7936-01	VIO-06B	未滅菌	1箱 (1000本入)	¥2,800
4-7936-02	VIO-06S	放射線滅菌済	1袋 (50本入)	¥400
4-7936-52	VIO-06S-CS	滅菌済	1箱 (50本/袋×15袋入)	¥5,400

■ 特長

- 遠心後、液の吸い出しが容易な平底設計です。
- 振動・ボイル等でフタが開きにくい独自機構です。
- 透明度が高く、内容物の識別が容易です。

■ 仕様

- 材質:PP
- 容量:0.6mL
- 耐遠心強度:30000G
- 目盛:0.1・0.25・0.5mL
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- オートクレーブ可

サンプルの少量化に適した5mLチューブ



ビオラモ5mLチューブ

滅菌 サル

品番	型番	仕様	入数	価格 (税抜)
2-4118-01	VIO-5B	未滅菌	1袋 (250本入)	¥7,680
2-4118-03	VIO-5BS250	滅菌済	1箱 (250本入)	¥9,800

■ 特長

- 口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
- ホモジナイズにも適しています。
- 透明度が高く、内容物の確認が容易です。
- プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20,000Gです。

■ 仕様

- 材質:PP
- サイズ:φ15×59mm(キャップ含む)
- 口内径φ13mm
- 目盛付き
- 書き込みスペース付き
- 耐熱温度:-80~+121℃
- オートクレーブ・ディープフリーズ可
- DNase・RNase・DNAフリー

凍結保存・ビーズ粉碎に適しています



ビオラモスクリューキャップチューブ

滅菌 サル

品番	型番	容量	仕様	価格 (税抜)
1-2959-01	S-1.5	1.5mL	自立型	¥19,000
1-2959-02	S-1.5L		自立型・ループ付きキャップ	¥20,200
1-2959-03	C-1.5		コニカル底	¥19,000
1-2959-04	C-1.5L		コニカル底・ループ付きキャップ	¥20,200
1-2960-01	S-2.0	2mL	自立型	¥19,000
1-2960-02	S-2.0L		自立型・ループ付きキャップ	¥20,200
1-2960-03	C-2.0		コニカル底	¥19,000
1-2960-04	C-2.0L		コニカル底・ループ付きキャップ	¥20,200

■ 特長

- 漏れにくいパッキン入ですので、サンプルの保存、ビーズ破碎等に適しています。
- チューブ側面には書き込みスペース、目盛が付いています。
- 操作性にすぐれたループ付きキャップタイプもあります。
- 液体窒素気相中使用可能です。

■ 仕様

- 材質:キャップ・本体/PP、パッキン/シリコンゴム ●耐遠心強度:20,000G
- サイズ:胴径φ10.5mm×全高46mm ●DNase・RNase・DNAフリー
- 放射線滅菌済 ●入数:1ケース(50本/袋×10袋入)



幅広い用途に対応した遠心機



NEW

新規オプション大量追加!
AXELで全オプション公開中!



444315-100



7215-06



7M5015-1



TS-4C+S4096-02



CA-8

ビオラモ汎用遠心機

レンタル
対応

品番	型番	品名	仕様	遠心加速度 (G)	価格 (税抜)
1-1584-21	444315-100	本体	-	-	¥319,000
1-1584-31	CA-8	アングルローター※1	15/50mL遠沈管×4本	15mL/9,060、50mL/9,390	¥363,000
2-7166-13	S4096-02	TS-4C用バケット	マイクロプレート×2枚	510	¥ 57,000
1-1584-34	7215-06	TS-7C用バケット	15mL遠沈管×24本	2,430	¥ 66,000
1-1584-35	7050-02		50mL遠沈管× 8本	2,150	¥ 58,000
1-1584-36	7M5015-1		50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本	50mLのみ/2,160、15mLのみ/2,370※2	¥ 97,000

※本体にローターは付属していません。 ※スイングローター、バケットは一緒にご購入ください。

※7050-02・7M5015-1で50mL遠沈管を使用する場合、別売のアダプターが必要です。

※1 CA-8は15mL・50mL遠沈管の同時遠心処理はできません。 ※2 7M5015-1は15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。


■ 特長

- フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。
- ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。
- 快適な操作性のジョグダイヤルにENTER(入力決定)を装備しています。
- 遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。
- 7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。

■ 仕様

- 回転数設定範囲:100~10,000rpm (100rpm毎)
- タイマー設定:10~50秒 (10秒毎)、1~99分 (1分毎)
- サイズ:430×554×355mm
- 電源:AC100V 50/60Hz 15A
- 重量:39kg

別売インサートによりチューブの識別が容易!



アウターキャップ

インナーキャップ



インサートキャップ

ビオラモクライオバイアル

滅菌
サンプル

品番	型番	容量 (mL)	キャップ	入数	価格 (税抜)	
4-3846-21	OC-1.5S	1.5	アウター キャップ	1箱 (50個/袋×10袋入)	¥12,900	
4-3846-22	OC-2.0S	2		¥14,200		
4-3846-23	OC-5.0S	5	インナー キャップ	1箱 (50個/袋× 5袋入)	¥ 9,700	
4-3846-24	IC-1.5S	1.5		¥13,900		
4-3846-25	IC-1.8S	1.8		1箱 (50個/袋×10袋入)	¥15,200	
4-3846-26	IC-5.0S	5		¥10,800		
4-3846-27	インサートキャップ・白			1箱 (1,000個入)	¥ 3,800	
4-3846-28	インサートキャップ・赤				¥ 3,800	
4-3846-29	インサートキャップ・黄				¥ 3,800	
4-3846-30	インサートキャップ・青				¥ 3,800	
4-3846-31	インサートキャップ・緑				¥ 3,800	
4-3846-32	インサートキャップ・紫				¥ 3,800	

※サンプルは、-21~26をご用意しております。

※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。

■ 特長

- 液体窒素中 (気相) での保存が可能です。
- インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。

■ 仕様

- 材質:本体/PP (USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE
- 使用温度範囲:-196~+121℃ ●滅菌:放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー
- ワーキングボリューム:OC-1.5S・IC-1.5S/1.2mL、
OC-2.0S/1.6mL、
OC-5.0S・IC-5.0S/4mL、
IC-1.8S/1.4mL



ビオラモチューブラック (樹脂製)

品番	型番	サイズ (mm)	立て数 (配列)	価格 (税抜)
2-4127-01	PR-50	130×250×51	50本 (5×10列)	¥1,450

※抜け落ち防止弁はチューブを確実に保持するものではありません。

■ 特長

- 5mLチューブや15mL遠沈管、φ16.5mmの試験管が使用できます。
- 底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁が付いています。

■ 仕様

- 材質:ABS樹脂 ●熱変形温度:90℃ ●オートクレーブ不可



使用例





ビオラモフリーズボックス (0.2mLチューブ用)

サンプル


品番	型番	チューブ架数(本)	外寸法(mm)	入数	価格(税抜)
4-7617-01	VFB-96	96	133×92×32	1箱(10個入)	¥5,400

■ 特長

- 液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。
- 超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
- 底部にはドレインがあるため、開封時に手間がかかりません。

■ 仕様

- 材質:紙(表面は耐水紙仕上げ)
- 適合チューブ:0.2mLチューブ
- 穴サイズ:7.5×7.5mm
- 底面座標番号印刷有り



底面座標番号
印刷有り
(VFB-81)



ビオラモフリーズボックス

サンプル



品番	型番	チューブ架数	外寸法(mm)	入数	価格(税抜)
2-949-21	VFB-25	25本	75× 75×51	1箱 (10個入)	¥5,100
2-949-22	VFB-81	81本	133×133×51		¥6,400
2-949-23	VFB-100	100本			¥6,400

■ 特長

- 液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。
- 超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
- 底部にドレインがあるため、開封時に手間がかかりません。
- 底面に座標番号印刷があるため、サンプルの識別に便利です。

■ 仕様

- 材質:紙(表面は耐水紙仕上げ)
- 適合チューブ径:最大φ12mm
- 底面座標番号印刷有り



底面座標番号
印刷有り
(VFB-CT50)



ビオラモ遠沈管用フリーズボックス

サンプル

品番	型番	チューブ架数	外寸法(mm)	入数	価格(税抜)
4-3845-12	VFB-CT15	15mL×36本	146×146×121	1箱 (10個入)	¥13,500
4-3845-13	VFB-CT25	25mL×16本	146×146× 80		¥12,000
4-3845-11	VFB-CT50	50mL×16本	146×146×121		¥12,500
4-3845-14	VFB-CT225-250	225/250mL×6本	203×152×168		¥14,100

■ 特長

- 超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
- 底部にドレインがあるため、開封時に手間がかかりません。
- 底面に座標番号印刷があるため、サンプルの識別に便利です。

■ 仕様

- 材質:紙(表面は耐水紙仕上げ)
- 適合チューブ径:15mL/最大φ22mm、25mL・50mL/最大φ33.5mm、225/250mL/最大φ61mm
- 底面座標番号印刷有り

遠沈管

チューブ・容器

ピペット・チップ・リザーバー

PCR関連品

ウェルプレート・UV分析

CPC向け消耗品

細胞培養関連品・ディスプレイ

分離・フィルター

試験

サンプル採取・ホモジナイズ

安全・滅菌

その他関連品





ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ (バッフル底)

滅菌

品番	型番	容量 (mL)	キャップ	入数	価格 (税抜)
4-5743-01	SEFB125V	125	バントフィルター キャップ	1箱 (24個入)	¥17,100
4-5743-02	SEFB250V	250		1箱 (12個入)	¥10,500
4-5743-03	SEFB500V	500			¥14,300

■ 特長

- 攪拌能を高めるバッフル底タイプです。
- シェーカーや振盪機に使用可能です。
- 閉鎖系でのガス交換が可能です。
- 型押し目盛が付いています (±5%)。

■ 仕様

- 材質: 本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE (バントフィルターキャップのみ)
- 口外径×底辺×高さ: 125mL/φ29.9×65.8×113mm、250mL/φ32.9×83.2×138mm、500mL/φ39×101×177mm
- 放射線滅菌済 (個包装)
- DNase/RNase・パイロジェンフリー



バントフィルターキャップ



ノーマルキャップ

ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ

滅菌

サンプル

品番	型番	容量 (mL)	キャップ	価格 (税抜)
4-2671-01	SEF125V	125	バントフィルター キャップ	¥14,800
4-2671-02	SEF250V	250		¥ 8,600
4-2671-03	SEF500V	500		¥12,400
4-2671-07	SEF1000V	1,000		¥10,500
4-2671-09	SEF2000V	2,000	ノーマルキャップ	¥24,900
4-2671-04	SEF125N	125		¥14,100
4-2671-05	SEF250N	250		¥ 7,700
4-2671-06	SEF500N	500		¥11,500
4-2671-08	SEF1000N	1,000		¥ 9,400

※サンプルは、-01～06をご用意しております。

■ 特長

- シェーカーや振盪機に使用可能です。
- バントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
- 型押し目盛が付いています (±5%)。

■ 仕様

- 材質: 本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE (バントフィルターキャップのみ)
- 入数: 125mL/1箱 (24個入)、250・500mL/1箱 (12個入)、1,000mL・2,000mL/1箱 (6個入)
- 口外径×底辺×高さ: 125mL/φ29.9×67.8×111mm、250mL/φ32.85×90.2×138.5mm、500mL/φ38.9×100.5×173mm、1,000mL/φ39×126×210mm、2,000mL/φ46.7×163.4×285mm
- 放射線滅菌済 (個包装)
- DNase/RNase・パイロジェンフリー



ビオラモスクエアペトリディッシュ

滅菌

サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	入数	価格 (税抜)
4-5746-01	VSD-126	139	1箱 (10枚/包×24包入)	¥28,500

■ 特長

- 透明性に優れており観察等に適しています。
- 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。

■ 仕様

- 材質: PS (USPクラスVI適合)
- グリッドサイズ: 18×18mm (6×6グリッド)
- 外寸法: 126.4×126.4×20mm
- 内寸法: 118.70×118.70×11.60mm
- 滅菌済 (SAL 10⁻⁶)





ビオラモピペッティングリザーバー (8連ピペット用)

滅菌 サンプル

品番	サイズ (mm)	入数	価格 (税抜)
2-4125-01	127.5×85.5×15	1箱 (1枚/袋×50袋)	¥8,500

※放射線滅菌による変色がありますが使用上問題ありません。

■ 特長

- 異種溶液を同時にプレートへ注入できます。
- ANSIのSBS規格に準拠していますので、手分注だけでなく自動分注装置へのセットが可能です。

■ 仕様

- 材質: PP
- 容量: 1.8mL×8列
- 放射線滅菌済



使用例



VSRR-96



VSRR-384

ビオラモシングルウェル試薬リザーバー

滅菌 サンプル

品番	型番	ボトム数	容量 (mL)	滅菌	入数	価格 (税抜)
4-4965-01	VSRR-96	96	195*	—	1ケース (10個/箱×5箱入)	¥42,500
4-4965-02	VSRR-96S			○		¥43,800
4-4965-03	VSRR-384	384	185*	—		¥42,500
4-4965-04	VSRR-384S			○		¥43,800

※サンプルは、-01・03をご用意しております。

※容量の2/3以下でご使用ください。

■ 特長

- 大量のサンプル処理に効果的です。

■ 仕様

- 材質: PP
- 底形状: V底
- サイズ: 127.8×85.5×31.4mm
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶) (VSRR-96S・384Sのみ)
- オートメーション対応



VRR-8



VRR-12

ビオラモ試薬リザーバー

滅菌 サンプル

品番	型番	ウェル	ウェル容量 (mL)	滅菌	入数	価格 (税抜)
4-4966-01	VRR-8	8	22*	—	1ケース (10個/箱×5箱入)	¥42,500
4-4966-02	VRR-8S			○		¥43,800
4-4966-03	VRR-12	12	15*	—		¥42,500
4-4966-04	VRR-12S			○		¥43,800

※サンプルは、-01・03をご用意しております。

※容量の2/3以下でご使用ください。

■ 特長

- 区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。
- 大量のサンプル処理に効果的です。

■ 仕様

- 材質: PP
- サイズ: 127.8×85.5×31.4mm
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶) (VRR-8S・12Sのみ)
- オートメーション対応




ビオラモサクラチップ

ハイクオリティ・低価格！


安心の日本製です。

新 10μL ロングタイプ


10μLチップにロングタイプが新登場！
コンタミリスクを減らすロング設計に！



POINT 1 超薄肉先端による
優れた液切れ性能
先端は高い成型技術により超薄肉
に作られているため、優れた液切れ
性能があります。



POINT 2 容量目盛線付き
チップ本体には目盛線が付いています。



目盛位置: 10μLタイプ/2・5・10μL、200μLタイプ/20・50・100μL、
1000μLタイプ/200・500・1000μL

POINT 3 ピペットノズルが装着しやすい
チップ上部は柔らかく、ピペットノ
ズルが装着しやすい形状ですので
装着もスムーズに行え、フィット感
にも優れています。



POINT 4 日本国内の
クリーンルームで製造
日本国内のクリーンルーム
で製造していますので安心
してご使用いただけます。



■ 主な適合ピペット


	ビオラモ	アズワン	DLAB	エッペンドルフ	ギルソン	フィンピペット	Accumax
ショート/ロング 10μLチップ	ビオラモピペット1~10μL 品番: 1-1903-21	ピペットガイ0.5~10μL 品番: 4-7725-02	マイクロペットプラス0.5~10μL 品番: 2-3598-02	リサーチプラスV0.5~10μL 品番: 2-4632-22	ピペットマンP-10 1.0~10μL 品番: 1-6855-22	F1 1~10μL 品番: 2-1691-03	スマート0.5~10μL 品番: 3-1692-12
200μLチップ	ビオラモピペット20~200μL 品番: 1-1903-23	ピペットガイ20~200μL 品番: 4-7725-05	マイクロペットプラス20~200μL 品番: 2-3598-06	リサーチプラスV20~200μL 品番: 2-4632-25	ピペットマンP-200 50~200μL 品番: 1-6855-25	F1 20~200μL 品番: 2-1691-07	スマート20~200μL 品番: 3-1692-15
1000μLチップ	ビオラモピペット100~1000μL 品番: 1-1903-24	ピペットガイ100~1000μL 品番: 4-7725-06	マイクロペットプラス100~1000μL 品番: 2-3598-08	リサーチプラスV100~1000μL 品番: 2-4632-26	ピペットマンP-10 200~1000μL 品番: 1-6855-26	F1 100~1000μL 品番: 2-1691-09	スマート100~1000μL 品番: 3-1692-16

ビオラモサクラチップ (バルクパック)

品番	型番	容量 (μL)	チップ全長(mm)	色	入数	価格(税抜)
3-6504-11	V-10BH	10	31	ナチュラル	1袋 (1000本入)	¥1,600
3-6504-16	V-10LBH	10(ロング)				¥2,200
3-6504-12	V-200BH	200	50	イエロー		¥1,640
3-6504-04	V-200BN		ナチュラル	¥1,630		
3-6504-13	V-1000BH	1000	82	ブルー		¥2,370
3-6504-05	V-1000BN			ナチュラル		¥2,370
4-7151-03	V-10BH-R	V-10BH+空ラック1個				¥2,030
4-7151-04	V-200BH-R	V-200BH+空ラック1個				¥2,030
4-7151-01	V-200BN-R	V-200BN+空ラック1個				¥2,030
4-7151-05	V-1000BH-R	V-1000BH+空ラック1個				¥2,770
4-7151-02	V-1000BN-R	V-1000BN+空ラック1個				¥2,770

■ 特長


- Rタイプは、ピペットチップ (1000本) と空ラック1個のセット品です。
- V-10LBHは、ロングタイプです。



■ 仕様

- 材質: PP
- オートクレーブ可 (121°C・20分以下)
- 目盛付き
- DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー





ビオラモサクラチップ (ラックパック)



品番	型番	容量(μL)	チップ全長(mm)	色	入数	価格(税抜)
3-6629-11	V-10RH	10	31	ナチュラル	1ケース(96 本/ラック× 10ラック入)	¥5,920
3-6629-21	V-10LRH	10(ロング)	50			¥6,800
3-6629-07	V-200RN	200		イエロー		¥5,930
3-6629-12	V-200RH		82			ナチュラル
3-6629-08	V-1000RN	1000		ブルー		
3-6629-13	V-1000RH		10			31
3-6629-04	V-10RE(放射線滅菌済)	10(ロング)		ナチュラル		
3-6629-22	V-10LRH(放射線滅菌済)		200			50
3-6629-09	V-200RE(放射線滅菌済)	1000		82		
3-6629-05	V-200RE(放射線滅菌済)		31			ナチュラル
3-6629-10	V-1000RE(放射線滅菌済)	1000		ブルー		
3-6629-06	V-1000RE(放射線滅菌済)					

※サンプルは、-04～-06・11～13をご用意しております。

■ 特長

- ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。
- V-10LRHは、ロングタイプです。

■ 仕様

- 材質: PP ●オートクレーブ可 (121°C・20分以下)
- 目盛付き ●DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー

- 入数: 1箱 (96本/プレート×10プレート入)

ビオラモサクラチップ (ラックパック用スペアプレート)

	品番	型番	容量 (μL)	チップ全長 (mm)	通底ラックパック	色	価格 (税抜)
N	3-6632-11	V-10RSH	10	31	V-10RH	ナチュラル	¥4,120
	3-6632-21	V-10LRSH	10(ロング)	50	V-10LRH		¥4,980
	3-6632-07	V-200RSN	200	50	V-200R	¥4,130	
	3-6632-12	V-200RSH		V-200RH	イエロー	¥4,170	
	3-6632-08	V-1000RSN	1000	82	V-1000R	ナチュラル	¥4,930
3-6632-13	V-1000RSH	V-1000RH		ブルー	¥5,000		
N	3-6632-04	V-10RSE (放射線滅菌済)	10	31	V-10RE	ナチュラル	¥5,280
	3-6632-22	V-10LRSH (放射線滅菌済)	10(ロング)	50	V-10LRE		¥6,200
	3-6632-09	V-200RSEN (放射線滅菌済)	200	50	V-200RNE	ナチュラル	¥5,310
	3-6632-05	V-200RSE (放射線滅菌済)		V-200RE	イエロー		¥5,320
	3-6632-10	V-1000RSN (放射線滅菌済)	1000	82	V-1000RNE	ナチュラル	¥6,210
	3-6632-06	V-1000RSE (放射線滅菌済)		V-1000RE	ブルー	¥6,210	

■ 特長


- V-10LRSHは、ロングタイプです。

■ 仕様

- 材質: PP ●オートクレーブ可 (121°C・20分以下)
- 目盛付き ●DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー

- ビオラモサクラチップ (ラックパック) 交換用

- 入数: 1箱 (96本/プレート×10プレート入)



ビオラモサクラチップ (フィルター付)




品番	型番	容量 (μL)	チップ全長 (mm)	色	入数	価格 (税抜)
3-6625-11	V-10FH	10	31	ナチュラル	1ケース (96 本/ラック× 10ラック入)	¥10,000
3-6625-14	V-10LFH	10 (ロング)	50			¥10,500
3-6625-12	V-200FH	200				¥10,200
3-6625-13	V-1000FH	1000	82			¥11,000

■ 特長

- ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。
- フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。
- V-10LFHは、ロングタイプです。

■ 仕様

- 材質: チップ・ラック・プレート/PP、フィルター/PE
- 放射線滅菌済 ●目盛付き ●DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
- オートクレーブ不可



ビオラモサクラチップ (フィルター付スペアプレート)



	品番	型番	容量(μL)	チップ全長(mm)	通底フィルターチップ	入数	価格(税抜)
N	3-6509-11	V-10FSH	10	31	V-10FH	1箱(96本/ プレート× 10プレート 入)	¥7,950
	3-6509-14	V-10LFH	10(ロング)	50	V-10LFH		¥8,500
	3-6509-12	V-200FSH	200		V-200FH		¥7,970
	3-6509-13	V-1000FSH	1000	82	V-1000FH		¥8,910

■ 特長

- フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。
- V-10LFHは、ロングタイプです。

■ 仕様

- 材質: チップ・ラック・プレート/PP、フィルター/PE
- 放射線滅菌済 ●目盛付き ●DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
- オートクレーブ不可 ●ビオラモサクラチップ (フィルター付) 交換用

ビオラモサクラチップ用ラック

品番	仕様	価格 (税抜)
4-616-01	V-10用	¥310
4-616-02	V-200用	¥310
4-616-03	V-1000用	¥350

※V-10用は、-10L (ロングチップ) には対応しません。V-10L用は別途販売予定です。



■ 仕様

- 材質: PP
- 交換用空ラック (本体・フタ・プレート)



2027年3月発売予定

ローリテンションチップが新登場！

ローリテンションチップとは…

- POINT 1 チップ内壁に液体が付着・保持する現象を最小限に抑えるために設計された
高疎水性ピペットチップ
- POINT 2 グリセロールや界面活性剤などの液体でも、より正確で再現性の高い
分注が可能
- POINT 3 表面処理を施していないため、
溶出のリスクなし



ピペット適合表はwebにて公開

ビオラモローリテンションチップ(バルクパック)

品番	型番	容量(μL)	入数	価格(税抜)
4-7517-01	ASV10-BK-LR	10	1袋 (1000本入)	¥2,300
4-7517-02	ASV10EX-BK-LR	10(ロング)		¥2,500
4-7517-03	ASV200-BK-LR	200		¥2,300
4-7517-04	ASV1000-BK-LR	1000		¥3,100

■ 特長

- 各種ピペットに適合するデザインです。
- 高粘度のサンプルや少量の液体でも最大限まで吐出可能です。
- コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。

■ 仕様

- 材質:PP
- 目盛付き
- オートクレーブ可
- DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー



ビオラモローリテンションチップ
(ラックパック)

滅菌

品番	型番	容量(μL)	入数	価格(税抜)
4-7518-01	ASV10-RS-LR	10	1ケース (96本/ラック× 10ラック入)	¥6,100
4-7518-02	ASV10EX-RS-LR	10(ロング)		¥6,500
4-7518-03	ASV200-RS-LR	200		¥6,100
4-7518-04	ASV1000-RS-LR	1000		¥6,300

- 特長
- 各種ピペットに適合するデザインです。
 - 高粘度のサンプルや少量の液体でも最大限まで吐出可能です。
 - コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。
 - ラックは積み重ね可能ですので保管に場所を取りません。
- 仕様
- 材質:PP
 - 放射線滅菌済
 - 目盛付き
 - オートクレーブ可
 - DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー



ビオラモローリテンションチップ
(フィルター付)

滅菌

品番	型番	容量(μL)	入数	価格(税抜)
4-7520-01	ASVF10-RS-LR	10	1ケース (96本/ラック×10 ラック入)	¥10,500
4-7520-02	ASVF10EX-RS-LR	10(ロング)		¥11,500
4-7520-03	ASVF200-RS-LR	200		¥10,900
4-7520-04	ASVF1000-RS-LR	1000		¥11,500

- 特長
- 各種ピペットに適合するデザインです。
 - 高粘度のサンプルや少量の液体でも最大限まで吐出可能です。
 - コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。
 - ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。
 - フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。
- 仕様
- 材質:PP
 - 放射線滅菌済
 - 目盛付き
 - DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
 - オートクレーブ不可



ビオラモローリテンションチップ
(ラックパック用スプレート)

品番	型番	容量(μL)	入数	価格(税抜)
4-7519-01	ASV10-RT-LR	10	1箱 (96本/プレート× 10プレート入)	¥4,600
4-7519-02	ASV10EX-RT-LR	10(ロング)		¥4,800
4-7519-03	ASV200-RT-LR	200		¥4,600
4-7519-04	ASV1000-RT-LR	1000		¥5,600

- 特長
- 各種ピペットに適合するデザインです。
 - ビオラモローリテンションチップ(ラックパック・品番4-7518-01~04) 交換用です。
 - 高粘度のサンプルや少量の液体でも最大限まで吐出できます。
 - コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。
- 仕様
- 材質:PP
 - 目盛付き
 - オートクレーブ可
 - DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー



ビオラモローリテンションチップ用ラック

品番	型番	入数	価格(税抜)
4-7521-01	ASVER10	1ケース (10ラック入)	¥4,500
4-7521-02	ASVER200		¥4,500
4-7521-03	ASVER1000		¥4,000

- 特長
- 材質:PP
 - 交換用空ラック(本体・フタ・プレート)



大容量(5mL, 10mL)
チップも新発売!

NEW



ビオラモマクロチップ

品番	型番	容量(mL)	入数	価格(税抜)
4-7516-01	V-5MV-B	5	1袋(100本入)	¥1,200
4-7516-02	V-5MV-R		1ラック(24本入)	¥ 820
4-7516-03	V-10MV-B	10	1袋(100本入)	¥3,000
4-7516-04	V-10MV-R		1ラック(24本入)	¥1,680

※ビオラモピペット(1-1903-25・26)には適合いたしません。
※マクロチップはローリテンション仕様ではございません。

■ 主な適合ピペット

メーカー名	DLAB	エッペンドルフ	ギルソン	ザルトリウス
5mLチップ	Hipette 1000-5000μL	リサーチプラスV 500~5000μL	ピペットマン P5000	Tacta 手動ピペット 500-5000μL
	4-4939-08	2-4632-27	1-6855-27	62-3781-49
10mLチップ	Hipette 2-10mL	リサーチプラスV 1000~10000μL	ピペットマン P10mL	Tacta 手動ピペット 1-10 mL
	4-4939-09	2-4632-30	1-6855-28	62-3781-50

※ビオラモピペット(1-1903-25・26)には適合いたしません。



遠沈管
チューブ・容器
ピペット・チップ・リザーバー
PCR関連品
ウェルプレート・UV分析
CPC向け消耗品
細胞培養関連品・ディスプレイピペット
分離・フィルター
試薬
サンプル採取・ホモジナイズ
安全・滅菌
その他関連品



■仕様


- 適合チップ：フィンチップ（5～50タイプ／2-8249-04・63-9283-86、30～300タイプ／2-8249-06・63-9283-91）

お買得な6本セットも！



容量表示が見やすい
大きなディスプレイです。

4640400



4640370

ビオラモピペット（シングルチャンネル）

点検
検査書付 校正
証明書付

型番	容量	最小可変容量	精度 (最小容量)	再現性 (最小容量)	品番	1-1903 (1本入)	品番	1-1903 (6本入)	品番	1-1903 検査書付	品番	1-1903 校正証明書付
						価格(税抜)		価格(税抜)		価格(税抜)		価格(税抜)
4640360	1～ 10μL	0.02μL	±3.5%	3 %	-21	¥22,300	-51	¥112,000	-21-22	¥34,300	-21-20	¥34,300
4640370	2～ 20μL		±3.0%	2.5%	-22	¥22,300	-52	¥112,000	-22-22	¥34,300	-22-20	¥34,300
4640380	20～ 200μL	0.2 μL	±1.5%	1.5%	-23	¥22,300	-53	¥112,000	-23-22	¥34,300	-23-20	¥34,300
4640390	100～1,000μL	1 μL		0.6%	-24	¥22,300	-54	¥112,000	-24-22	¥34,300	-24-20	¥34,300
4640410	0.5～ 5mL	0.01mL	±2.0%	0.8%	-26	¥22,300	-56	¥112,000	-26-22	¥34,300	-26-20	¥34,300
4640400	1 ～10mL	0.02mL			-25	¥22,300	-55	¥112,000	-25-22	¥34,300	-25-20	¥34,300
10・200・1000μLセット(3本(各容量1本))					-27	¥56,800	—					
20・200・1000μLセット(3本(各容量1本))					-28	¥56,800	—					
5・10mLセット(2本(各容量1本))					-29	¥37,900	—					
低容量チップコーン(1個入)					-11	¥ 2,200	—					

※検査書付商品とは、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。

※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。

※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書（校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図）を添付しています。 ※校正証明書は和文です。



4640360N

■特長

- 名前や管理番号を印字することで、管理に役立ちます。



ビオラマルチピペット（8チャンネル）

校正
対応

品番	型番	容量 (μL)	最小可変容量 (μL)	不正確度 (最小容量)	不精密度 (最小容量)	価格 (税抜)
4-6539-01	4660060	5~ 50	0.1	±5.00%	cv2.00%	¥ 75,000
4-6539-02	4660070	30~300				¥ 75,000
4-6539-03	4660060 (50μL) + 4660070 (300μL) セット					¥142,000

■特長

- ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。
- 操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI（反復性ストレス障害）の発生を低減します。
- 容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読み取りが容易です。
- 識別に便利なIDタグスロット付きです。
- チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です（121℃、20分）。

■特長

- 容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
- 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
- チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
- 4640360と4640370は別売の低容量チップコーンを取り付けることで、～10μLのチップをイジェクションできます。

■仕様

- 適合チップ：ビオラモサクラチップ・フィンチップ

名入れビオラモピペット（シングルチャンネル）

品番	型番	容量 (mL)	最小可変 容量	精度 (最小容量)	再現性 (最小容量)	価格 (税抜)
1-1903-21-98	4640360N	1～ 10μL	0.02μL	±3.5%	3 %	¥24,300
1-1903-22-98	4640370N	2～ 20μL		±3.0%	2.5%	¥24,300
1-1903-23-98	4640380N	20～ 200μL	0.2 μL	±3.0%	1.5%	¥24,300
1-1903-24-98	4640390N	100～1000μL	1 μL	±1.5%	0.6%	¥24,300
1-1903-26-98	4640410N	0.5～ 5mL	0.01mL	±2.0%	0.8%	¥24,300
1-1903-25-98	4640400N	1 ～10mL	0.02mL			¥24,300

※任意の文字を名入れすることができます。詳しくはAXELをご確認ください。

特注
サービス

加工サービス・特注製作に関する
専門的なお問い合わせ・ご相談は下記まで!!

AXEL 特注 検索


URL <https://axel.as-1.co.jp/contents/tokuchu>

ガラス素材、器具、金属、セラミック、ゴム、プラスチックなど各種
素材加工、特注製作品を承ります。

お問い合わせ

E-mail tokuchu@so.as-1.co.jp FAX 03-6386-0690





ビオラモPCRチューブ

サンプル


品番	容量	形状	キャップ形状	入数	価格(税抜)
1-1599-01	0.2mL	シングル	フラット	1箱	¥4,200
1-1599-02			ドーム	(500本/袋×2袋入)	¥4,200
1-1599-03		8連	フラット	1箱	¥8,100
1-1599-04			ドーム	(40本/袋×3袋入)	¥8,100

■ 特長

- 薄肉・均一設計により厚みのバラつきを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
- 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
- キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
- フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
- フラットキャップ型はリアルタイムPCRに対応しています。

■ 仕様

- 材質: PP ● 使用温度範囲: -80~+120℃
- DNase・RNase・DNAフリー ● オートクレーブ可



ビオラモPCRプレート(セミスカート)

サンプル


品番	型番	ウェル数	ウェル容量(mL)	入数	価格(税抜)
4-4866-01	VPSC-96-2	96	0.2	1箱(100枚入)	¥29,000

■ 特長

- 透明性が高く、優れた光透過性を有します。
- インデックスは黒文字ではっきり見えます。

■ 仕様

- 材質: PP
- 梱包形態: 5枚/袋を5袋1パックとし4パック入り
- ノッチ位置: A12
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- オートクレーブ可(121℃・20分)



切り離し時



ビオラモPCRプレート(イーजीカットタイプ)

サンプル

品番	型番	仕様	入数	価格(税抜)
2-6728-01	VPE-010	96ウェルプレート	1箱(10枚入)	¥2,200
2-6728-11	VPF-08	8連フラットキャップ	1箱	¥2,400
2-6728-12	VPD-08	8連ドームキャップ	(40ストリップ/袋×3袋入)	¥2,400

■ 特長

- 必要な分だけ手で容易に切り離せます(8連単位)。
- 識別しやすいようにA~Hのアルファベットと数字表示があります。

■ 仕様

- DNase・RNase・DNAフリー
- 材質: PP
- ウェル容量: 0.2mL

ビオラモDNAラダーマーカー(常温保存可能)


品番	型番	分子サイズ	入数	価格(税抜)
2-9883-01	VIO-100-1	100~3,000bp	1本入	¥ 4,950
2-9883-03	VIO-1kb-1	0.25~10kbp	1箱(5本入)	¥ 4,950
2-9883-02	VIO-100-5	100~3,000bp	1箱(5本入)	¥19,800
2-9883-04	VIO-1kb-5	0.25~10kbp	1箱(5本入)	¥19,800

■ 特長

- 常温で1年間保存可能です。
- BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。
- 正確な分子サイズです(シーケンズ確認済)。

■ 仕様

- 容量: 500μL(100レーン分)



ウェルプレート2枚をスピンドウン



内部



ビオラモウェルプレート用小型遠心器

レンタル
対応

品番	型番	回転数 (rpm)	遠心加速度 (G)	価格 (税抜)
1-2939-01	PL-SPIN	約3,200 (固定)	約400	¥86,000

※必ずプレートシール等でシールしたプレートを使用してください。
※バランスをとるため、同じ重量のプレートを2枚セットしてください。

■ 特長

- 電源を入れ、フタを閉めればスピンドウンを開始します。
- ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます

■ 仕様

- 最大処理能力:ウェルプレート×2枚 (1枚は不可)
- 安全装置:カバーオープン連動ブレーキ
- モーター:DCブラシモーター
- 電源:AC100V 50/60Hz
- コード長:1.5m 2Pタイプ
- 本体サイズ:160×165×245mm
- 重量:3.5kg

ビオラモ96ウェルプレート

滅菌
サンプル



品番	型番	ウェル形状	入数	価格 (税抜)
1-1601-01	丸底未滅菌	丸底	1ケース	¥21,300
1-1601-02	平底未滅菌	平底	(5枚/袋×27袋入)	¥21,300
1-1601-03	丸底滅菌	丸底	1ケース (1枚/袋×135袋入)	¥24,800
1-1601-04	平底滅菌	平底		¥24,800
1-1601-05	丸底フタ付き滅菌	丸底		¥32,100
1-1601-06	平底フタ付き滅菌	平底		¥32,100

■ 特長

- 透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
- ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。

■ 仕様

- 材質:PS
- サイズ:127.76×85.46×14.35mm
- 容量:丸底/320μL、平底/370μL
- DNase・RNase・DNAフリー
- 電子線滅菌済 (-03~06のみ)



ビオラモ96ウェルプレート

サンプル

品番	型番	カラー (底部)	底形状	入数	価格 (税抜)
4-6384-01	VM96-B	ブラック	平底	1箱	¥13,000
4-6384-02	VM96-W	ホワイト		(1個/包×50包入)	¥13,000

■ 特長

- ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
- ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
- HTS (ハイスループットスクリーニング) に適しています。
- 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。

■ 仕様

- 材質:PS (USPクラスVI適合)
- サイズ:85.4×127.6×14.4mm
- ウェル数:96ウェル
- ウェル径:トップφ6.92mm、ボトムφ6.5mm
- ウェル面積:0.33cm²
- ワーキングボリューム/ウェル:0.2mL
- フタ付 (VM96-B:ブラック、VM96-W:クリア)
- 表面処理:なし
- 放射線滅菌済 (個包装)
- ANSI規格準拠

ビオラモ96ウェルプレート (細胞培養処理)

品番	型番	カラー (底部)	底形状	入数	価格 (税抜)
4-6383-01	VMTC96-B	ブラック	平底	1箱	¥20,000
4-6383-02	VMTC96-W	ホワイト		(1個/包×50包入)	¥20,000

■ 特長


- 接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
- ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
- HTS (ハイスループットスクリーニング) に適しています。
- 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。

■ 仕様

- 材質:PS (USPクラスVI適合)
- サイズ:85.4×127.6×14.4mm
- ウェル数:96ウェル
- ウェル径:トップφ6.92mm、ボトムφ6.5mm
- ウェル面積:0.33cm²
- ワーキングボリューム/ウェル:0.2mL
- フタ付 (VMTC96-B:ブラック、VMTC96-W:クリア)
- 表面処理:細胞培養表面処理 (大気圧プラズマ)
- 放射線滅菌済 (個包装)
- ANSI規格準拠
- DNase・RNase・HumanDNA・バイロジェン・細胞毒性フリー



紫外線領域での使用が可能です！



ビオラモ紫外線透過型ディスポセル

サンプル

品番	型番	仕様	光軸高さ	容量	価格(税抜)
1-2956-01	UVC-Z8.5	マイクロ	8.5mm*	50μL~2.5mL	¥12,300
1-2956-02	UVC-SM	セミマイクロ	8.5~20mm	0.5mL~2.5mL	¥12,300
1-2956-11	UVC-Z8.5用アダプター				¥ 6,500


※容量50μL時の光軸高さです。UVC-Z8.5で光軸高さ15mmの分光光度計をご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

※サンプルは、-01・02をご用意しております。

■ 特長

- 紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。
- UVC-Z8.5は少量サンプル(50μL)の測定が可能です。
- 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。
- 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。
- クリーンルームで成形しています。
- フッ素化ポリマー及びハロゲン化ポリマーは含まれていません。
- 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。

- 仕様 ●材質:紫外線透過プラスチック ●透過面:2面
●光路長:10mm ●光路幅:UVC-Z8.5/2mm、UVC-SM/4mm
●サイズ:12.5×12.5×45mm ●入数:1箱(100本入)



ビオラモ蛋白結晶化プレート


品番	型番	入数	価格(税抜)
1-2325-01	VCP-1	10枚/袋	¥12,700

■ 特長

- 異なる二つのサブウェルを配置したシッティングドロップ用プレートです。Subwell-1…広くてゆるい勾配の丸底で表面磨き処理により、すぐれた光学特性を発揮します。Subwell-2…台形のデザインで、フラットな底面を好まれる方に向いています。
- プレート上面からサブウェル底面までの長さが短く、結晶のマウンティングが容易です。
- シール面を広く設けることで、結晶化途中のシールの浮き・はがれによる乾燥防止に配慮しています。
- UV透過性樹脂の採用により、UVによるタンパク質結晶/塩との区別を行うアプリケーションに対応しています。
- 静電気による不具合を防ぐために、静電気除去バックに包装しています。
- Mosquitoなどの自動結晶化ロボットに対応します。

■ 仕様

- 材質:UV透過性樹脂 ●SBS規格準拠
●ウェル容量:サブウェル/10nL~3μL、リザーバーウェル/50~100μL



ビオラモプレート用フィルム 圧着式 (リアルタイムPCR・PCR用)

滅菌


品番	型番	仕様	入数	価格(税抜)
4-6907-01	biqp-100cs	圧着式	1袋(100枚入)	¥12,800

■ 特長

- 透明度が高く、自家蛍光が低いのでリアルタイムPCRにご使用いただけます。
- 幅広い温度帯に対応しているためPCRでもお使いいただけます。
- 圧着するまで粘着力が弱いため、残留物が付着しにくく、コンタミの確率を下げます。

■ 仕様

- 材質:PET・シリコン系粘着剤
●サイズ:78×120mm(※タブ込み135mm)
●耐熱温度:-80~110℃ ●放射線滅菌済 ●DNase・RNaseフリー



ビオラモディープウェルプレート (96穴)

滅菌 サンプル

品番	型番	仕様	容量(mL)	入数	価格(税抜)
4-4967-01	VDWP-1.0	未滅菌	1.0*	1箱(96個入)	¥41,800
4-4967-02	VDWP-1.0 S	滅菌		1箱(50個入)	¥23,000
4-4967-03	VDWP-2.0	未滅菌	2.0*	1箱(96個入)	¥51,700
4-4967-04	VDWP-2.0 S	滅菌		1箱(50個入)	¥28,100

※サンプルは-01・03をご用意しております。

※最大容量の2/3以下でご使用ください。

■ 特長

- スタック可能で収納にも便利です。

■ 仕様

- 材質:PP ●ウェル形状:U底
●プレートサイズ:VDWP-1.0・VDWP-1.0S/127.76×85.48×33.00mm、VDWP-2.0・VDWP-2.0S/127.76×85.48×43.90mm
●オートメーション対応
●DNase・RNase・パイロジェンフリー
●梱包形態:未滅菌タイプ/24個/箱×4箱、滅菌タイプ/5個/袋×2袋/箱×5箱
●放射線滅菌済(SAL10⁻⁶) (VDWP-1.0S・VDWP-2.0Sのみ)



CPC^{※1} 向けに準備しました^{※2}

※1：細胞培養加工施設、Cell Processing Centerの略

※2：異物検査、クリーン包材による小分け&多重包装、γ線照射 (25kGy) による滅菌処理 (全て日本国内)



ビオラモ遠沈管

滅菌


品番	型番	容量 (mL)	包装	入数	価格 (税抜)
4-4739-01	15mL CPC	15	4重包装	1袋 (20本入)	¥3,300
4-4739-02	50mL CPC	50			¥4,070

■ 特長

- 再生医療研究所向けに多重のクリーンバック包装された遠沈管です。
- パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。

■ 仕様

- 材質：本体／PP、キャップ／HDPE
- サイズ：15mL／φ17×118mm、50mL／φ30×114mm
- 入数：1パック (5本/袋×4袋×4袋×1袋)
- 遠心強度：20,000G
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- 放射線照射済 (25kGy)



ビオラモピペットチップ

滅菌

品番	型番	容量 (μL)	包装	入数	価格 (税抜)
4-4737-01	10μL CPC	10	4重包装	1袋 (80本入)	¥3,300
4-4737-02	200μL CPC	200			¥3,300
4-4737-03	1,000μL CPC	1,000			¥4,000

■ 特長

- 再生医療研究所向けに多重のクリーンバック包装されたピペットチップです。
- パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。

■ 仕様

- 材質：PP
- 入数：1パック (5本/袋×4袋×4袋×1袋)
- DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
- 放射線照射済 (25kGy)



ビオラモディスポピペット

滅菌

品番	型番	容量 (mL)	包装	入数	価格 (税抜)
4-4738-01	5mL CPC	5	4重包装	1袋 (20本入)	¥3,700
4-4738-02	10mL CPC	10			¥3,800
4-4738-03	25mL CPC	25			¥5,280
4-4738-04	50mL CPC	50			¥7,940

■ 特長

- 再生医療研究所向けに多重のクリーンバック包装されたディスポピペットです。
- パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。

■ 仕様

- 材質：PS
- 入数：1パック (個包装×5袋×4袋×1袋)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 放射線照射済 (25kGy)



接着細胞用は裏面処理の違う2種類をラインナップ!



ビオラモ細胞培養プレートα (細胞培養表面処理済)

滅菌 サンプル


品番	型番	培養面積 (cm ²)	ワーキング ボリューム (mL)	入数	価格 (税抜)
4-5778-01	VTCα-P6	9.6	3	1箱 (1個/包×50入)	¥7,600
4-5778-02	VTCα-P12	3.8	2		¥7,600
4-5778-03	VTCα-P24	1.9	1		¥8,440
4-5778-04	VTCα-P48	0.75	0.5		¥9,100
4-5778-05	VTCα-P96	0.33	0.2		¥8,760

■ 特長


- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
- リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
- 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
- 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。
- 96ウェルプレートはHTS (High-Throughput Screening) に対応しています。

■ 仕様

- 材質: PS (USPクラスVI適合)
- 表面処理: 細胞培養表面処理 (大気圧プラズマ)
- サイズ: 127.6×85.4×20.2mm (ANSI規格適合)
- 底形状: フラット (平底) ● フタ付 ● 放射線滅菌済
- DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー



浮遊細胞用もラインナップしています!



ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	ワーキング ボリューム (mL)	入数	価格 (税抜)
4-5739-01	VFα-P6	9.6	3	1箱 (1個/包×50包入)	¥7,600
4-5739-02	VFα-P12	3.8	2		¥8,020
4-5739-03	VFα-P24	1.9	1		¥8,000
4-5739-04	VFα-P48	0.75	0.5		¥9,100
4-5739-05	VFα-P96	0.33	0.2		¥8,760

■ 特長

- 表面処理がされており、浮遊細胞の培養に適しています。
- 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
- リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。
- 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。
- 96ウェルプレートはHTS (High-Throughput Screening) に対応しています。
- 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。

■ 仕様

- 材質: PS (USPクラスVI適合)
- サイズ: 85.40×127.60×20.20mm (ANSI規格適合)
- 放射線滅菌済 ● DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー
- 底形状: フラット (平底) ● フタ付 ● 表面処理: なし

ビオラモ細胞培養プレート (4ウェル)

滅菌 サンプル

品番	型番	サイズ (cm)	培養面積 (cm ²)	入数	価格 (税抜)
4-5745-01	VTC-P4	66×66×12	2.00	1箱(4枚/包×30包入)	¥15,800

※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。

■ 特長

- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- USPガイドライン (クラスVI) に適合した材料を使用しています。
- 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
- 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
- リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。

■ 仕様

- ワーキングボリューム: 1.00mL (1ウェル) ● ウェル直径: φ15.80mm
- 材質: PS (USPクラスVI適合) ● 放射線滅菌済 (SAL 10⁻⁶)
- DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性 (cytotoxic) ・遺伝毒性 (genotoxic) ・変異原性 (mutagenic) フリー
- 胎胚毒性 (MEA) テスト済 ● 表面処理: 細胞培養表面処理 (大気圧プラズマ)

ビオラモ細胞培養プレート

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	ワーキング ボリューム (推奨)	入数	価格 (税抜)
2-8588-01	VTC-P6	9.5	3	1箱 (1個包装×50)	¥ 7,970
2-8588-02	VTC-P12	3.6	2		¥ 8,170
2-8588-03	VTC-P24	1.9	1		¥ 8,590
2-8588-04	VTC-P48	0.95	0.5	1箱 (1個包装×100)	¥ 9,520
2-8588-05	VTC-P96	0.32	0.1~0.2		¥17,800

■ 特長

- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- 表面は平滑で歪みがなため、観察性に優れています。
- フタは蒸発とクロスコンタミネーションを防止するデザインを採用しています。
- 包装は開封が容易なピーリングタイプの個別包装です。
- 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

■ 仕様

- 材質: 本体/PS ● 底形状: フラット
- 表面処理: 細胞培養表面処理 (真空プラズマ)
- 放射線滅菌済 ● DNase・RNase・パイロジェンフリー

接着細胞用は裏面処理の違う2種類をラインナップ!



ビオラモ細胞培養ディッシュα (イーザーグリップタイプ・細胞培養表面処理済)

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	ワーキング ボリューム(mL)	入数	価格(税抜)
4-5776-01	VTCα-DE35	9.4	3	1箱(10個/包×50包入)	¥10,300
4-5776-02	VTCα-DE60	21.5	5	1箱(10個/包×50包入)	¥13,600
4-5776-03	VTCα-DE90	57.5	12.5	1箱(10個/包×20包入)	¥ 8,700

■ 特長



- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
- 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
- 生産ロットごとに各種試験を実施しています。

■ 仕様

- 材質: PS (USPクラスVI適合)
- 表面処理: 細胞培養表面処理 (大気圧プラズマ)
- サイズ: VTC-DE35 / φ35 × 10.00mm、VTC-DE60 / φ60 × 15.00mm、VTC-DE90 / φ90 × 20.00mm
- 放射線滅菌済
- DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー
- グリップ付



浮遊細胞用もラインナップしています!



ビオラモ浮遊培養用ディッシュα (イーザーグリップタイプ)

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	ワーキング ボリューム(mL)	入数	価格(税抜)
4-5737-01	VFα-DE35	9.4	3	1箱(10個/包×50包入)	¥10,300
4-5737-02	VFα-DE60	21.5	5	1箱(10個/包×50包入)	¥13,600
4-5737-03	VFα-DE90	57.5	12.5	1箱(10個/包×20包入)	¥ 8,660

■ 特長

- 表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
- フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。
- リッドは効果的なガス交換が可能です。
- 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
- USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
- 生産ロットごとに各種試験を実施しています。

■ 仕様

- 材質: PS (USPクラスVI適合)
- サイズ: VFα-DE35 / φ35 × 10.00mm、VFα-DE60 / φ60 × 15.00mm、VFα-DE90 / φ90 × 20.00mm
- 放射線滅菌済
- DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー
- グリップ付



ビオラモ細胞培養ディッシュ

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	ワーキング ボリューム(推奨)	入数	価格(税抜)
2-8590-05	VTC-D35N	9	1.8 ~ 2.7	1袋(20枚入)	¥ 600
2-8590-11				1箱(20枚/包×25包)	¥ 9,900
2-8590-06	VTC-D60	21	4.2 ~ 6.3	1袋(20枚入)	¥ 720
2-8590-02				1箱(20枚/包×25包)	¥13,000
2-8590-07	VTC-D100	55	11 ~ 16.5	1袋(20枚入)	¥ 1,250
2-8590-03				1箱(20枚/包×15包)	¥13,500
2-8590-08	VTC-D150	152	30.4 ~ 45.6	1袋(5枚入)	¥ 900
2-8590-04				1箱(5枚/包×20包)	¥13,200

※より詳しい仕様についてはAXELをご覧ください。

※サンプルは、-02~04をご用意しております。

■ 特長


- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。
- 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

■ 仕様

- 材質: 本体 / PS ●パイロジェンフリー ●放射線滅菌済
- 表面処理: 細胞培養表面処理 (真空プラズマ)
- サイズ: VTC-D35N / φ40.2 × 12mm、VTC-D60 / φ60 × 15mm、VTC-D100 / φ93 × 20mm、VTC-D150 / φ148 × 25mm



接着細胞用は裏面処理の違う2種類をラインナップ!



ビオラモ細胞培養フラスコα (ベントキャップ・細胞培養表面処理済)

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	容量 (mL)	ワーキング ボリューム(mL)	入数	価格(税抜)
4-5777-01	VTCa-F25V	25	60	7	1箱 (5個/包×40包入)	¥14,800
4-5777-02	VTCa-F75V	75	250	25	1箱 (5個/包×20包入)	¥13,500
4-5777-03	VTCa-F175V	175	650	50	1箱 (5個/包×8包入)	¥10,700


■ 特長

- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
- 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。
- 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。
- フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。
- 生産ロットごとに各種試験を実施しています。

■ 仕様

- 材質: 本体/PS、キャップ/HDPE
- 表面処理: 細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)
- 放射線滅菌済
- キャップ仕様: ベントキャップ
- DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー

浮遊細胞用もラインナップしています!



ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα

滅菌 サンプル

品番	型番	培養面積 (cm ²)	容量 (mL)	ワーキング ボリューム(mL)	入数	価格(税抜)
4-5738-01	VFα-F25V	25	60	7	1箱 (5個/包×40包入)	¥14,800
4-5738-02	VFα-F75V	75	250	25	1箱 (5個/包×20包入)	¥13,500
4-5738-03	VFα-F175V	175	650	50	1箱 (5個/包×8包入)	¥10,700

■ 特長

- 表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
- 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。
- 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。
- フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。
- 生産ロットごとに各種試験を実施しています。

■ 仕様

- 材質: 本体/PS、キャップ/HDPE
- 表面処理: なし
- 放射線滅菌済
- キャップ仕様: ベントキャップ
- DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー



ビオラモ細胞培養フラスコ

滅菌 サンプル

型番	キャップ 仕様	培養 面積 (cm ²)	容量 (mL)	ワーキング ボリューム (推奨)	2-8589			2-8589		
					品番	入数	価格(税抜)	品番	入数	価格(税抜)
VTC-F25V	ベント	25	50	5~7.5	-01	1箱 (10個/包×20包)	¥16,000	-09	1袋 (10個入)	¥1,090
VTC-F75V		75	250	15~22.5	-02	1箱 (5個/包×20包)	¥14,600	-10		¥1,000
VTC-F175V		175	650	35~52.5	-03	1箱 (5個/包×8包)	¥11,200	-11	1袋 (5個入)	¥1,970
VTC-F225V		225	950	45~67.5	-07	1箱 (5個/包×5包)	¥13,200	-12		¥3,570
VTC-F25P	プラグ シール	25	50	5~7.5	-04	1箱 (10個/包×20包)	¥14,100	-13	1袋 (10個入)	¥ 970
VTC-F75P		75	250	15~22.5	-05	1箱 (5個/包×20包)	¥14,000	-14		¥ 970
VTC-F175P		175	650	35~52.5	-06	1箱 (5個/包×8包)	¥11,000	-15	1袋 (5個入)	¥1,920
VTC-F225P		225	950	45~67.5	-08	1箱 (5個/包×5包)	¥13,200	-16		¥3,570

※サンプルは、-01~08をご用意しております。

■ 特長

- 接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- ベントキャップタイプは0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
- プラグシールキャップタイプは2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。
- 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

■ 仕様

- 材質: 本体/PS、キャップ/PP
- 表面処理: 細胞培養表面処理(真空プラズマ)
- 放射線滅菌済 ● パイロジェンフリー





ビオラモセンターウェル 器官培養用ディッシュ

滅菌 サンプル

品番	型番	ディッシュ サイズ(mm) ^{※1}	センターウェル サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
4-5744-01	VTC-CD1	φ58×14	φ21.7	1箱 (10枚/包×50包入)	¥75,000

※1 リッド含まず。

※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。

■ 特長

- 接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。
- USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
- 生産ロットごとに各種試験を実施しています。

■ 仕様

- 材質: PS (USPクラスVI適合)
- 放射線滅菌済 (SAL 10⁻⁶)
- 胎胚毒性 (MEA) テスト済
- 表面処理: 細胞培養表面処理 (大気圧プラズマ)
- センターウェル
- Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性 (cytotoxic) ・遺伝毒性 (genotoxic) ・変異原性 (mutagenic) フリー

ガラス表面は親水性



ビオラモガラスボトムディッシュ

滅菌 サンプル

品番	型番	ホール サイズ(mm)	ディッシュ サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
4-2673-02	GBCD15	φ15	φ35×10	1袋(10枚入)	¥ 2,500
4-2673-01				1箱 (10個/袋×20袋入)	¥38,300

※サンプルは、-01をご用意しております。

■ 特長

- ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。
- 顕微鏡による細胞観察に適しています。
- 持ちやすい形状です。
- USP Class VI 準拠のPSを採用しています。

■ 仕様

- 材質: 本体/PS、貼付ガラス/硼硅酸ガラス
- カバーガラス厚さ: 0.16~0.19mm
- 放射線滅菌済
- パイロジェンフリー、細胞無毒性

細胞の大量培養に!



ビオラモローラーボトル

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	表面積 (cm ²)	表面処理	入数	価格(税抜)
4-2670-03	RB850	2,000	800	無し	1箱 (1個/袋×12袋入)	¥13,200
4-2670-01	RB850		850	細胞培養		¥13,800
4-2670-02	RB1900		1,900	表面処理		¥23,100

※サンプルは、-02をご用意しております。

■ 特長

- 表面処理をしており細胞の接着を向上させています。
- ペントフィルター付きキャップにより、コンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。

■ 仕様

- 材質: 本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF
- キャップ: ペントフィルターキャップ
- メンブレン: 疎水性PVDF 0.22μm
- ワーキングボリューム: RB850・RB850/180~260mL、RB1900/300~400mL
- 放射線滅菌済 (個包装)
- パイロジェンフリー
- 目盛付き
- オートクレーブ不可



各種フィルター材質を大幅拡充!



■ 特長

- 滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付けければ、そのまま試料を保存できます。
- 本体上部と下部に目盛が付いています。
- ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。
- 本体上部にロットナンバーを付番しています。
- 個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。

■仕様

- 材質: カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクタ/ABS樹脂
- ネジ口規格: GL45
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー

滅菌 サンプル

ビオラモ細胞培養フィルターユニット

品番			4-2672	4-6227	4-6228	4-6229	4-6230	4-6231	入数
容量 (mL)	メンブレン材質	PES		PVDF		CA			
	ポアサイズ (μm)	0.22	0.45	0.22	0.45	0.22	0.45		
	メンブレン径 (mm)	価格 (税抜)							
-01	150	φ50	¥15,600	¥15,600	¥15,600	¥15,600	¥15,600	¥15,600	1箱 (1個/包×12包入)
-02	250	φ50	¥16,900	¥16,900	¥16,900	¥16,900	¥16,900	¥16,900	
-03	500	φ75	¥23,400	¥23,400	¥23,400	¥23,400	¥23,400	¥23,400	
-04	1,000	φ91	¥31,400	¥31,400	¥31,400	¥31,400	¥31,400	¥31,400	

※サンプルは、4-2672-01～04をご用意しています。



■ 特長

- メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
- 管理しやすい個包装です。
- ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です。(※品番:4-6238-01～04)。

■仕様

- 材質: フタ・カップ/PS、チューブコネクタ部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
- ネジ口規格: GL45
- 放射線滅菌済 (個包装)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー

滅菌 サンプル

ビオラモボトルトップフィルター

品番			4-6232	4-6233	4-6234	4-6235	4-6236	4-6237	入数
容量 (mL)	メンブレン材質	PES		PVDF		CA			
	ポアサイズ (μm)	0.22	0.45	0.22	0.45	0.22	0.45		
	メンブレン径 (mm)	価格 (税抜)							
-01	150	φ50	¥25,300	¥25,300	¥25,300	¥25,300	¥25,300	¥25,300	1箱 (1個/包×24包入)
-02	250	φ50	¥27,500	¥27,500	¥27,500	¥27,500	¥27,500	¥27,500	
-03	500	φ75	¥29,700	¥29,700	¥29,700	¥29,700	¥29,700	¥29,700	
-04	1,000	φ91	¥44,300	¥44,300	¥44,300	¥44,300	¥44,300	¥44,300	

※サンプルは、4-6232-01～04をご用意しています。



ビオラモストレージボトル(丸型)

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	入数	価格 (税抜)
4-6238-01	VSBR-150	150	1箱 (1個/包×24包入)	¥11,400
4-6238-02	VSBR-250	250		¥12,100
4-6238-03	VSBR-500	500		¥19,800
4-6238-04	VSBR-1000	1000		¥24,200

■ 特長

- 培地・バッファー等の保存に便利なディスプレイタイプのボトルです。
- ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニット等に接続して使用可能です。
- 持ちやすいくぼみが付いています。
- 100,000クラスのクリーンルームで製造しています。

■仕様

- 材質: 本体:PS(USP クラスVI)、キャップ:HDPE
- 使用温度範囲: -20～+50℃
- 放射線滅菌済 (SAL 10⁻⁶)
- 個包装
- DNase・RNase・パイロジェンフリー





NEW



ビオラモセルストレーナー

滅菌 サンプル

品番	型番	メッシュサイズ(μm)	フレーム色	入数	価格(税抜)
3-6649-11	VCS-40	40	ブルー	1箱(1個/包×50包入)	¥10,700
3-6649-12	VCS-70	70	ホワイト	1箱(1個/包×50包入)	¥10,700
3-6649-13	VCS-100	100	イエロー	1箱(1個/包×50包入)	¥10,700

■ 特長

- 各社50mL遠沈管にセット可能です。
- 生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。
- フレーム・メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
- 持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。

■ 仕様

- 材質：フレーム／PP、メッシュ／ナイロン
- 対応チューブ：50mL遠沈管
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 非細胞毒性
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- 個包装



NEW



15mL遠沈管使用例



使用例

ビオラモミニセルストレーナー

滅菌 サンプル

品番	型番	メッシュサイズ(μm)	フレーム色	入数	価格(税抜)
4-6909-01	VMCS-40	40	ブルー	1箱(1個/包×50包入)	¥9,900
4-6909-02	VMCS-70	70	ホワイト	1箱(1個/包×50包入)	¥9,900
4-6909-03	VMCS-100	100	イエロー	1箱(1個/包×50包入)	¥9,900

■ 特長

- 1.5mLチューブから15mL遠沈管まで幅広く使用できる汎用型のミニセルストレーナーです。
- 使用するチューブを選ぶるので、少量サンプルなどが効率的に使用できます。
- 積み重ね可能で、連続ろ過を一度に行えます。
- 使用後に反転することで残留細胞を回収でき、サンプルのロスを最小限にすることが出来ます。
- 持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。

■ 仕様

- 材質：フレーム／PP、メッシュ／ナイロン
- 対応チューブ：1.5mL、2.0mL、5.0mLチューブ、15mL遠沈管など
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 非細胞毒性
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- 個包装



NEW



ビオラモビッグコニカルセルストレーナー

滅菌 サンプル

品番	型番	メッシュサイズ(μm)	フレーム色	入数	価格(税抜)
4-6926-01	VBSC-40	40	ブルー	1箱(1個/包×50包入)	¥10,800
4-6926-02	VBSC-70	70	ホワイト	1箱(1個/包×50包入)	¥10,800
4-6926-03	VBSC-100	100	イエロー	1箱(1個/包×50包入)	¥10,800

■ 特長

- 225mL・250mL遠沈管に使用できるセルストレーナーです。
- 使いやすい個包装です。
- 持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。
- 各メッシュサイズ毎に色分けされており、識別が容易です。

■ 仕様

- 材質：フレーム／PP、メッシュ／ナイロン
- 対応チューブ：225mL・250mL遠沈管
(適合確認済：2-919-01・02 ビオラモビッグコニカル)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 非細胞毒性
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- 個包装





■ 特長

- PETG製で割れにくく、ガラスのような高い透明度を有しています。
- ガスバリア性に優れ、培地や試薬、バッファの長期保存に適しています。
- 視認性の高い成型目盛付きです。
- 2000mLサイズは持ちやすいグリップ部付きです。

■ 仕様

- 材質: 本体/PETG (USP クラスVI)、キャップ/HDPE
- 使用温度範囲: VPETG-2000/−60〜+60℃、その他/−80〜+60℃
- 目盛: 25mL刻み (2000mLサイズのみ100mL刻み)
- 放射線滅菌済 (SAL 10⁻⁶)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 細胞無毒性
- 2000mLサイズのみグリップ部付き
- 個包装

ビオラモPETG角型培地瓶

滅菌

品番	型番	容量 (mL)	口内径×胴径×全高 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-6978-01	VPETG-125	125	φ28.6×φ53 ×107	1個/包	¥ 370
4-6978-02	VPETG-250	250	φ28.6×φ59 ×144	1個/包	¥ 470
4-6978-03	VPETG-500	500	φ28.6×φ74 ×179	1個/包	¥ 640
4-6978-04	VPETG-1000	1000	φ28.6×φ92 ×217	1個/包	¥ 1,030
4-6978-05	VPETG-2000	2000	φ47.2×φ115.5×270	1個/包	¥ 1,500
4-6978-51	VPETG-125C	125	φ28.6×φ53 ×107	1箱 (1個/包×24包)	¥ 7,900
4-6978-52	VPETG-250C	250	φ28.6×φ59 ×144	1箱 (1個/包×24包)	¥10,100
4-6978-53	VPETG-500C	500	φ28.6×φ74 ×179	1箱 (1個/包×24包)	¥13,900
4-6978-54	VPETG-1000C	1000	φ28.6×φ92 ×217	1箱 (1個/包×24包)	¥22,200
4-6978-55	VPETG-2000C	2000	φ47.2×φ115.5×270	1箱 (1個/包×12包)	¥15,900



ビオラモポリカーボネイト角型ボトル (滅菌済)

滅菌

品番	容量 (mL)	口内径×胴径×高さ* (mm)	入数	価格 (税抜)
2-4130-01	150	φ37.8×63.8角×95.3	1本入	¥ 430
2-4130-02	250	φ37.9×61.0角×137.3		¥ 560
2-4130-03	500	φ37.8×78.4角×174.8		¥ 760
2-4130-51	150 (ケース販売)	φ37.8×63.8角×95.3	1箱 (24本入)	¥ 9,000
2-4130-52	250 (ケース販売)	φ37.9×61.0角×137.3		¥12,000
2-4130-53	500 (ケース販売)	φ37.8×78.4角×174.8		¥16,300

※高さはキャップサイズを含みません。

※滅菌の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。

■ 特長

- ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。
- 目盛は見やすい白地印刷です。

■ 仕様

- 材質: 本体/ポリカーボネイト、キャップ/PP ●目盛付き
- 放射線滅菌済 (個包装)



ビオラモセルスクレーパー

滅菌 サンプル

品番	ハンドル長×ブレード長 (mm)	入数	価格 (税抜)
1-2248-01	250×18	1箱 (1本/袋×100袋)	¥16,000
1-2248-11		1箱 (1本/袋×10袋)	¥ 1,650

※サンプルは、-01をご用意しております。

■ 特長

- フラスコ等の細胞回収に便利です。
- ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。

■ 仕様

- 材質: ブレード/PE・ハンドル/PS ●放射線滅菌済 (個別包装)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー



ビオラモセルリフター

滅菌 サンプル

品番	全長 (mm)	入数	価格 (税抜)
1-2249-01	180	1箱 (1本/袋×100袋)	¥13,000
1-2249-11		1箱 (1本/袋×10袋)	¥ 1,350

※サンプルは、-01をご用意しております。

■ 特長

- ディッシュからの細胞回収に便利です。

■ 仕様

- 材質: PE ●放射線滅菌済 (個別包装) ●DNase・RNase・パイロジェンフリー



ピーリング包装

高精度かつ鮮明に読み取れる! 大容量100mLタイプが追加!



ピーリング包装

ピーリング包装

■ 共通特長

- 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
- 容量を識別できるように色分けしています。
- 精度は全量で±2%です。
- 綿栓付きですので過充填を防止します。
- 個々の商品には、ロット番号を記載しています。
- 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。

■ 共通仕様

- 材質:PS ●放射線滅菌済(個包装) ●綿栓付き ●バイロジェンフリー
- CEマーク ●外箱サイズ:402×303×141mm ●DNase・RNaseフリー



ビオラモディスポピペットα

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	上部外径 (mm)	色	入数	価格(税抜)
4-6769-01	1	0.01	φ4.7	黄	1箱(1本/袋×500袋入)	¥ 9,400
4-6769-02	2	0.02	φ6	緑		¥12,500
4-6769-03	5	0.1	φ8	青	1箱(1本/袋×200袋入)	¥ 7,200
4-6769-04	10		φ7.9	橙		¥ 7,700
4-6769-05	25	0.2	φ7.8	赤	1箱(1本/袋×150袋入)	¥10,500
4-6769-06	50	0.5	φ8.3	紫	1箱(1本/袋×100袋入)	¥12,600

■ 特長

- 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
- 個包装(1本入)にロット番号を記載しています。
- 方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
※逆目盛は1mL・2mLタイプを除く。
- 綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。

■ 仕様

- 材質:PS
- 放射線滅菌済(個包装)
- DNase・RNase・バイロジェンフリー
- 目盛精度(最大容量時):1mL・2mLタイプ/±2%、
5mL・10mL・25mL・50mLタイプ/±1%
- 綿栓付き



ビオラモディスポピペット

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	上部外径 (mm)	色	入数	価格(税抜)
1-2247-01	1	0.01	φ5	黄	1箱(1本/袋×500袋)	¥11,500
1-2247-02	2	0.02	φ6	緑		¥15,200
1-2247-03	5	0.1	φ8	青	1箱(1本/袋×200袋)	¥ 8,700
1-2247-14	10			橙		¥ 9,200
1-2247-05	25	0.2	φ7	赤	1箱(1本/袋×150袋)	¥12,800
1-2247-06	50	0.5		黒	1箱(1本/袋×100袋)	¥15,300
N 1-2247-07	100	1.0	φ8	ピンク	1箱(1本/袋× 50袋)	¥10,700

■ 特長

- 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。



ビオラモディスポピペット (プラスチック包装・小分け包装)

滅菌

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	上部外径 (mm)	色	入数	価格(税抜)
2-4131-01	1	0.01	φ5	黄	1箱((1本/袋×100)×6袋)	¥18,400
2-4131-02	2	0.02	φ6	緑	1箱((1本/袋×100)×5袋)	¥19,400
2-4131-03	5	0.1	φ8	青	1箱((1本/袋× 50)×4袋)	¥10,700
2-4131-14	10			橙		¥11,200
2-4131-05	25	0.2	φ7	赤	1箱((1本/袋× 50)×3袋)	¥16,000
2-4131-06	50	0.5		黒	1箱((1本/袋× 30)×3袋)	¥17,300
N 2-4131-07	100	1.0	φ8	ピンク	1箱((1本/袋× 10)×5袋)	¥13,600

■ 特長

- 開封が容易なピーリング包装(プラスチック製)です。
- 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
- 分別廃棄に便利なプラスチック包装です。



ビオラモディスポピペット (小分け包装)

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	上部外径 (mm)	色	入数	価格(税抜)
2-4132-01	1	0.01	φ5	黄	1箱((1本/袋×100)×6袋)	¥17,200
2-4132-02	2	0.02	φ6	緑	1箱((1本/袋×100)×5袋)	¥17,500
2-4132-03	5	0.1	φ8	青	1箱((1本/袋× 50)×4袋)	¥10,200
2-4132-14	10			橙		¥11,000
2-4132-05	25	0.2	φ7	赤	1箱((1本/袋× 50)×3袋)	¥15,300
2-4132-06	50	0.5	φ8	黒	1箱((1本/袋× 30)×3袋)	¥17,400

※サンプルは、-03・14をご用意しております。

■ 特長

- 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
- 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。





電動ピペットの ニュースタンド!

POINT 2 吸引・吐出スピードは
6段階で調整可能!



表示部

POINT 1 ピペットを装着したままでも
本体のみで自立可能!



スタンドが必要ありません!

POINT 3 強力なモーターで 25mL の
ピペットを約 5 秒で満タンに!
(最速設定時)



ビオラモピペットフィルター



品番	型番	適合ピペット (mL)	価格 (税抜)
4-5740-01	VPF-100	0.1~100	¥29,000
4-5740-01-98		名入れ付き	¥31,000
4-5740-11	交換用フィルター (疎水性PTFE・孔径φ0.45μm)		¥ 1,200
1-335-12	交換用シリコンアダプター		¥ 700

■ 特長

- 片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。
- 6段階のスピード調整が可能です。
- バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。
- USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
- 名入れ付きは名前や管理番号を印字することで、管理に役立ちます。

■ 仕様

- 材質: 本体/PVDF (ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボネート、
フィルター/PTFE
- 表示: 液晶 (バッテリー残量・速度設定値)
- 電源: リチウムイオン充電電池 (内蔵) またはACアダプター (付属)
- 重量: 約200g
- 付属品: フィルター×2個 (1個は装着済)、シリコンアダプター×1個 (装着済)、
壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル




typeC充電



壁掛けホルダー (付属)



ディスポピペット各種サイズに対応!



設定速度による吸引・吐出スピードの
違いや操作方法などをwebで公開中!

研究者・技術者の「知りたい」がここにある


ラボブレインズ

Lab BRAINS



ラボブレ 検索





少量パックもラインナップ!



ビオラモディスポピペット II (ペーパー・プラスチック包装)

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	入数	価格 (税抜)
2-5237-11	1	0.01	1箱 ((1本/袋×50) × 20袋)	¥23,400
2-5237-12	2			¥31,000
2-5237-03	5	0.1	1箱 ((1本/袋×50) × 4袋)	¥ 8,800
2-5237-04	10			¥ 9,300
2-5237-05	25	0.2	1箱 ((1本/袋×25) × 8袋)	¥17,200
2-5237-06	50	0.5	1箱 ((1本/袋×25) × 4袋)	¥15,500

■ 特長

- 袋で小分けしています。 ●開封が容易なピーリング包装 (紙+プラスチック) です。



ビオラモディスポピペット II (プラスチック包装)

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	入数	価格 (税抜)
2-5238-11	1	0.01	1箱 ((1本/袋×100) × 10袋)	¥22,800
2-5238-12	2			¥31,000
2-5238-03	5	0.1	1箱 ((1本/袋× 50) × 4袋)	¥ 8,600
2-5238-04	10			¥ 9,000
2-5238-05	25	0.2	1箱 ((1本/袋× 25) × 4袋)	¥16,800
2-5238-06	50	0.5		¥15,000

■ 特長

- 分別廃棄に便利なプラスチック包装です。

■ 共通仕様

- 材質: PS (ポリスチレン) ●ノンパイロジェン ●DNase・RNaseフリー
- 放射線滅菌済 (個包装) ●目盛精度: ±2% (最大容量時)

ビオラモディスポピペット II (ペーパー・プラスチック包装)

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	入数	価格 (税抜)
2-5237-11	1	0.01	1箱 ((1本/袋×50) × 20袋)	¥23,400
2-5237-12	2			¥31,000
2-5237-03	5	0.1	1箱 ((1本/袋×50) × 4袋)	¥ 8,800
2-5237-04	10			¥ 9,300
2-5237-05	25	0.2	1箱 ((1本/袋×25) × 8袋)	¥17,200
2-5237-06	50	0.5	1箱 ((1本/袋×25) × 4袋)	¥15,500
2-5237-17	1	少量パック	1袋 (1本/袋×50入)	¥ 1,490
2-5237-18	2			¥ 1,980
2-5237-19	5			¥ 2,980
2-5237-20	10			¥ 3,170
2-5237-21	25		1袋 (1本/袋×25入)	¥ 3,470
2-5237-22	50			¥ 4,950

※サンプルは、-03～06をご用意しております。

■ 特長

- 袋で小分けしています。
- 開封が容易なピーリング包装 (紙+プラスチック) です。

■ 仕様

- 材質: PS (ポリスチレン) ●DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 放射線滅菌済 (個包装)
- 目盛精度: ±2% (最大容量時)

ビオラモオープンエンドピペット

滅菌 サンプル

品番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	外径 (mm)	全長 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-4865-01	1	0.1	φ4.5	270	1箱 (1本/袋×500袋入)	¥11,000
4-4865-02	2	0.01	φ6.3	318	1箱 (1本/袋×200袋入)	¥13,200
4-4865-03	5	0.1	φ8.2	318		¥ 7,500
4-4865-04	10		φ9.7	308.5		¥ 8,000

※商品の構造上、吸い上げた液が通常のピペットより落ちやすいためピペットフィルターの使用を推奨しています (4-5740-01など)。

■ 特長

- 先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくい。
- 比較的粘度が高い液体にも使用可能です。

■ 仕様

- 材質: PS ●綿栓付き ●個包装
- 放射線滅菌済 (SAL10⁻⁶)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー



NEW

ビオラモアスプレーションピペット

滅菌 サンプル

品番	型番	容量 (mL)	上部外径 (φmm)	入数	価格(税抜)
4-6925-01	VAP-2	2	6	1箱(1本/袋×500袋入)	¥15,800

■ 特長

- アスプレーション用などに使用できる透明なディスプレイピペットです。
- 目盛が無いため、目視確認が容易です。
- 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。

■ 仕様

- 材質: PS (USP Class VI)
- 綿栓無し・目盛り無し
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 放射線滅菌済
- 個包装

ビオラモショートピペット

滅菌 サンプル

品番	型番	色	容量 (mL)	一目盛 (mL)	上部外径 (mm)	入数	価格(税抜)
1-2066-01	GSP010205	青	5	0.1	φ8	1箱 (1本/袋×200袋入)	¥9,800
1-2066-02	GSP010210	橙	10	0.2		1箱 (1本/袋×150袋入)	¥9,700
1-2066-03	GSP010225	赤	25	0.5		1箱 (1本/袋×100袋入)	¥8,800

■ 特長


- クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。
- 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
- 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
- 綿栓付きですので過充填を防止します。
- 個々の商品にはロット番号を記載しています。

■ 仕様

- 材質: PS ●精度: ±2% (全量)
- 上部外径: φ8mm ●放射線滅菌済(個包装)

検索機能

「Ctrl+F」を、ノートの上で。



手書き文字
OCR精度
90%超

紙なのに、検索できる。

Jikken Note

紙を超える自由。クラウドで進化する研究記録。

AS ONE



遠沈管

チューブ・容器

ピペット・チップ・リザーバー

PCR関連品

ウェルプレート・UV分析

CPC向け消耗品

細胞培養関連品・ディスプレイピペット

分離・フィルター

試薬

サンプル採取・ホモジナイズ

安全・滅菌

その他関連品

メンブレンフィルター

様々なタイプをご用意！
用途に合わせて
お選びいただけます。



ビオラモメンブレンフィルター (MCE)

サンプル

品番	孔径 (μm)		-01	-02	-03	-04
	直径 (mm)	入数	0.22	0.45	1.0	5.0
4-6092	φ47	1箱 (100枚入)	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600
4-6093	φ90	1箱 (50枚入)	¥13,800	¥13,800	-	-

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、4-6092-01・02、4-6093-01・02をご用意しております。



ビオラモメンブレンフィルター (PES)

サンプル

品番	型番	孔径 (μm)	直径 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-6094-01	PES022M047I	0.22	φ47	1箱 (100枚入)	¥9,600
4-6094-02	PES045M047I	0.45			¥9,600

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。



ビオラモメンブレンフィルター (親水性PTFE)

サンプル

品番	孔径 (μm)		-01	-02	-03	-04
	直径 (mm)	入数	0.22	0.45	1.0	5.0
4-6095	φ47	1箱 (100枚入)	¥11,200	¥11,200	¥11,200	¥11,200
4-6096	φ90	1箱 (50枚入)	¥16,200	¥16,200	¥16,200	¥16,200

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、4-6095-03・04をご用意しております。



ビオラモメンブレンフィルター (疎水性PTFE)

サンプル

品番	型番	孔径 (μm)	直径 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-6097-01	PTFE022M047O	0.22	φ47	1箱 (100枚入)	¥11,200
4-6097-02	PTFE045M047O	0.45			¥11,200

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。



ビオラモメンブレンフィルター (親水性PVDF)

サンプル

品番	型番	孔径 (μm)	直径 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-6098-01	PVDF022M047I	0.22	φ47	1箱 (100枚入)	¥11,200
4-6098-02	PVDF045M047I	0.45			¥11,200

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。

■ 特長

- MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。
- 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。

■ 仕様表 (MCE)

孔径	0.22μm	0.45μm	1.0μm	5.0μm
空隙率	78%			
厚さ	95μm			
バブルポイント	≥0.30MPa	≥0.13MPa	≥6.0×10 ⁻² MPa	≥2.0×10 ⁻² MPa
最高使用温度	75℃			

■ 特長

- PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。
- 高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。

■ 仕様

- 材質：ポリエーテルスルホン
- 空隙率：80%
- 厚さ：120μm
- バブルポイント：孔径0.22/≥0.33MPa、孔径0.45/≥0.21MPa
- 最高使用温度：121℃

■ 特長

- 親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
- 水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。

■ 仕様表 (親水性PTFE)

孔径	0.22μm	0.45μm	1.0μm	5.0μm
空隙率	80%			
厚さ	190μm		150μm	200μm
バブルポイント	≥0.10MPa	≥0.12MPa	≥6.0×10 ⁻² MPa	≥3.0×10 ⁻² MPa
最高使用温度	121℃			

■ 特長

- 疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
- 各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。

■ 仕様

- 材質：疎水性PTFE
- 空隙率：80%
- 厚さ：190μm
- バブルポイント：孔径0.22/≥0.20MPa、孔径0.45/≥0.10MPa
- 最高使用温度：121℃

■ 特長


- 親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
- タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。

■ 仕様

- 材質：親水性PVDF
- 空隙率：70%
- 厚さ：125μm
- バブルポイント：孔径0.22/≥0.40MPa、孔径0.45/≥0.20MPa
- 最高使用温度：85℃



ビオラモメンブレンフィルターに滅菌タイプをラインナップ!




POINT 1 滅菌済み&独立個包装で
コンタミネーションの
心配がありません。

POINT 2 微生物のコロニー・微粒子の計数に
便利なグリッド仕様です。

POINT 3 黒色メンブレンフィルターは酵母・カビなどの
白系微生物検出に優れた視認性を発揮します。



個包装(MCEWG22S)



グリッド仕様
(MCEWG22S)



ビオラモメンブレンフィルター (MCE・滅菌済)

滅菌 サンプル

品番	型番	孔径(μm)	直径(mm)	色	価格(税抜)
3-6727-11	MCEWG22S	0.22	φ47	白	¥ 9,600
3-6727-12	MCEWG45S	0.45		白	¥10,500
3-6727-13	MCEBG45S			黒	¥10,500
3-6727-14	MCEWG80S	0.8		白	¥ 9,600

仕様

- 材質:MCE(セルロース混合エステル)
- バブルポイント:0.22μm/≥0.33MPa、0.45μm/≥0.18MPa、0.8μm/≥0.08MPa
- 厚さ:115±25μm
- 表面格子(グリッド)サイズ:0.3mm
- 放射線滅菌済(個包装)
- 入数:1箱(100枚入)





NEW

ビオラモフィルター用ピンセット

品番	型番	仕様	入数	価格(税抜)
4-6944-01	bip-01t	圧着式	1本	¥1,800

特長

- 先端が平滑な形状をしており、メンブレンフィルターなど膜状のものを傷つけずに持つことができます。
- バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくいです。

仕様

- 材質:SUS304
- サイズ:120mm
- オートクレープ可



総合検索サイト

AXEL

AXEL 検索

いつでもどこでも検索できる! 事業で必要なあらゆる商品が集結。

お得な情報が盛りだくさん!
最新情報はサイトをチェック!

- ▶ 豊富な商品ラインナップ!
メーカーの最新アイテムも順次掲載
- ▶ 最新の在庫状況/出荷予定日が確認可能
- ▶ 期間限定! お得なキャンペーン情報を随時更新

チャット機能で
お問い合わせに
スムーズに対応!!



年度末大感謝SALE

品揃え点数
1400万点!!
以上



シリンジフィルター



豊富なバリエーションをご用意！

主な特長と用途例

メンブレン材質	特徴	用途例
親水性PTFE	耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応	水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化（HPLCの前処理など）、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など
疎水性PTFE	耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応	各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
親水性PVDF	タンパク質吸着が非常に低く、水溶液や弱溶剤系に対応	タンパク質含有溶液（水系）の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など
PES	タンパク質吸着が低く、水溶液に対応	タンパク質含有溶液（水系）の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など
Nylon	耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応	水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化（HPLCの前処理など）、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など
CA	タンパク質吸着が低く、水溶液に対応	タンパク質含有溶液（水系）の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など
疎水性PP	耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応	一般的な溶液の清澄化や前処理など

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ



シリンジフィルター

サンプル

品番		-01	-02	-03	-04
	フィルター直径 (mm)	φ13		φ25	
	孔径 (μm)	0.22	0.45	0.22	0.45
	形状	A		B	
	メンブレン材質	価格 (税抜)			
4-6099	親水性PTFE	¥8,600	¥8,600	¥10,800	¥10,800
4-6100	疎水性PTFE	¥6,400	¥6,400	¥ 8,000	¥ 8,000
4-6101	親水性PVDF	¥8,600	¥8,600	¥10,800	¥10,800
4-6102	PES	¥5,800	¥5,800	¥ 7,300	¥ 7,300
4-6103	Nylon	¥5,800	¥5,800	¥ 7,300	¥ 7,300
4-6104	CA	¥5,800	¥5,800	¥ 7,300	¥ 7,300
4-6105	疎水性PP	¥5,800	¥5,800	¥ 7,300	¥ 7,300

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。

※本商品は研究・開発用途でご使用ください。


※サンプルは、4-6099-01～04、4-6103-01～04をご用意しております。

■ 共通仕様

- ハウジング材質：PP
- 最高使用温度：45℃
- 有効濾過面積：直径13mm／0.65cm²、直径25mm／3.9cm²
- 最高使用圧力：直径13mm／0.7MPmm、直径25mm／0.52MPmm
- 残液量：直径13mm／25μL以下、直径25mm／100μL以下
- 接続：入口／メスルアーロック、出口／オスルアーロック
- 入数：1箱（100個入）




■ 形状



CHECK プレフィルター付きの特長

2層構造タイプには孔径1.0 μ mのプレフィルター、多層構造タイプには傾斜孔径10 $\sim$ 1.0 μ mと孔径0.7 μ mの2種類のプレフィルターが内蔵されています。GF製プレフィルターとメンブレンフィルターが懸濁液や高粘度液体、粒子の多いサンプルの効率的な濾過を行います。

＜多層構造タイプの構造図＞



GF製プレフィルターを1種類内蔵



ビオラモ2層構造シリンジフィルター

サンプル

品番	-01		-02	
	フィルター直径 (mm)		ϕ 25	
	孔径 (μ m)		0.22	0.45
	メンブレン材質		価格 (税抜)	
4-6109	親水性PTFE		¥16,800	¥16,800
4-6110	疎水性PTFE		¥16,800	¥16,800
4-6111	親水性PVDF		¥16,800	¥16,800

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、-02をご用意しております。

プレフィルター2種類内蔵し、より効率的な濾過が可能!



ビオラモ多層構造シリンジフィルター

サンプル

品番	-01		-02	
	フィルター直径 (mm)		ϕ 25	
	孔径 (μ m)		0.22	0.45
	メンブレン材質		価格 (税抜)	
4-6106	親水性PTFE		¥26,000	¥26,000
4-6107	疎水性PTFE		¥24,500	¥24,500
4-6108	親水性PVDF		¥24,500	¥24,500

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、-02をご用意しております。

気体や有機溶剤の濾過に最適な50mmサイズ



ビオラモ50mmガードフィルター (エアイベントフィルター)

サンプル

品番	型番	孔径 (μ m)	フィルター直径 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-6112-01	AVF050S010	0.10	ϕ 50	1箱 (1個入)	¥13,800
4-6112-02	AVF050S022	0.22			¥13,800
4-6112-03	AVF050S045	0.45			¥13,800
4-6112-04	AVF050S100	1.00			¥13,800

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、-02・03をご用意しております。

仕様


- 材質：メンブレン／疎水性PTFE、ハウジング／ポリカーボネート
- 最高使用温度：121℃
- 有効濾過面積：19.6 cm^2
- 最高使用圧力：0.27MPa
- 接続口：ステップホースバンド (外径 ϕ 7.0 $\sim$ 13mm)



■ 共通仕様


- ハウジング材質：PP
- 最高使用温度：45℃
- 有効濾過面積：3.9 cm^2
- 最高使用圧力：0.52MPa
- 残液量：150 μ L以下
- 接続：入口／メススアールロック、出口／オススアールロック
- 入数：1箱 (100個入)

■ 形状



■ 形状

入口出口共に
ステップホースバンド
(外径 ϕ 7.0 $\sim$ 13mm)




ビオラモシリンジフィルターに 滅菌済シリーズがラインナップ!

NEW

POINT 1 すぐ使用できる
滅菌済み(個包装)
商品です。

POINT 2 濾過面積が大きく
高濾過効率設計のため、
力をあまり使わずに濾過ができます。

■ 形状



※数値は参考値であり、保証値ではございません。



ビオラモシリンジフィルター(滅菌済)

滅菌 サンプル

品番		-01		-02		-03		-04	
	フィルター径 (mm)	φ25				φ30			
	孔径 (μm)	0.22		0.45		0.22		0.45	
	メンブレン材質	型番	価格 (税抜)	型番	価格 (税抜)	型番	価格 (税抜)	型番	価格 (税抜)
4-7688	親水性PVDF	PVDF025022IL-S	¥6,800	PVDF025045IL-S	¥6,800	PVDF030022IL-S	¥7,800	PVDF030045IL-S	¥7,800
4-7689	親水性PES	PES025022IL-S	¥6,800	PES025045IL-S	¥6,800	PES030022IL-S	¥7,800	PES030045IL-S	¥7,800
4-7690	MCE	MCE025022IL-S	¥6,800	MCE025045IL-S	¥6,800	MCE030022IL-S	¥7,800	MCE030045IL-S	¥7,800
4-7691	CA	CA025022IL-S	¥6,800	CA025045IL-S	¥6,800	CA030022IL-S	¥7,800	CA030045IL-S	¥7,800

※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。 ※本商品は研究・開発用途でご使用ください。

■仕様 ●耐熱温度:60℃

■共通仕様

●ハウジング材質:PP ●有効ろ過面積:直径φ25/2.98cm²、直径φ33/4.9cm² ●耐圧:約0.6MPa ●残液量:直径φ25/<100μL、直径φ33/<120μL
●接続口:入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック ●放射線滅菌済(個包装) ●入数:1箱(50個入)

滅菌済×両端ルアーロックタイプの ビオラモシリンジフィルターがラインナップ!

NEW

使用頻度の高いベーシックタイプ

ビオラモデュアルロックシリンジフィルター (滅菌済)

滅菌 サンプル

品番	型番	孔径(μm)	直径(φmm)	価格(税抜)
2-856-11	VDL033S022S	0.22	33	¥20,000
2-856-12	VDL033S045S	0.45		¥20,000
2-856-13	VDL033S120S	1.2		¥20,000
2-856-14	VDL033S500S	5		¥20,000

※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です。

■仕様

●材質:フィルター/酢酸セルロース、ハウジング/MBS樹脂
●接続口:入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
●有効ろ過面積:5.0cm² ●処理量:<150mm
●残液量:<200μL ●耐圧:0.6MPa
●最高使用温度:60℃ ●入数:1箱(100個入)
●放射線滅菌済(個包装)



POINT 1 すぐに使用できる
滅菌済み(個包装)
商品です。

POINT 2 タンパク質吸着の
少ない膜材質を
使用しております。

POINT 3 濾過面積が大きく
高濾過効率設計のため、
あまり力を使わずに
濾過が出来ます。

POINT 4 接続口は共に
ルアーロック仕様です。



NEW



ビオラモから、ついに試薬登場。 信頼の品質を、細胞培養のスタンダードに。

POINT 高いコストパフォーマンス

1

品質と価格の最適なバランスを追求した、信頼性の高い細胞培養用バッファーです。

POINT 高品質

3

フィルターろ過 (0.1 μ m) による滅菌処理を施し、細菌・マイコプラズマ陰性、エンドトキシン < 3.0 EU/mL の高い清浄性を確保。

POINT 信頼性と長期安定性

2

培地は製造後 24 ヶ月、緩衝液は製造後 36 ヶ月の有効期限により、保管面でも安定した品質を維持します。

POINT サポート体制

4

ロットごとの CoA (分析証明書) を提供可能。製造から納品までの一貫したトレーサビリティを確保し、研究データの再現性を支援します。



DMEM培地 (高グルコース含)

品番	型番	容量 (mL)	価格 (税抜)
4-7964-01	EB158701	500	¥1,200

※保管温度: 2~8°C (遮光) ※有効期限: 製造後24ヶ月

■ 特長

- コストパフォーマンスに優れたダルベッコ改変イーグル培地 (D-MEM) です。
- 高濃度のグルコースや、アミノ酸、ビタミン、無機塩などの細胞培養成分を含みます。
- ろ過滅菌済みで細胞培養用途に使用可能です。

■ 仕様

- 用途: 細胞培養 ●滅菌方法: フィルターろ過 (0.1 μ m)
- pH情報: 7.2~7.4
- 濃度: D-グルコース / 4500mg/L、L-グルタミン / 584mg/L、炭酸水素ナトリウム / 3700mg/L、フェノールレッド / 15mg/L、ヒルビン酸ナトリウム / 110mg/L
- 細菌: 陰性 ●マイコプラズマ: 陰性
- エンドトキシン: < 3.0 EU/mL

※在庫品の有効期限 / CoA / マニュアル等は試薬・プロセス材料グループまでお問合せください。

※有効期限はメーカー製造日を起算日としており、輸送期間や在庫期間により、納品時の残存有効期限は変動する場合があります。

DPBS (ダルベッコりん酸緩衝生理食塩水)

品番	型番	容量 (mL)	価格 (税抜)
4-7905-01	EB158710	500	¥980

※保管温度: 冷所保管 (2~30°C)

※製品は常温でお届け致します。

※有効期限: 製造後36ヶ月

■ 特長

- Ca²⁺、Mg²⁺、フェノールレッドを含みません。
- ろ過滅菌済みで細胞培養用途に適しています。

■ 仕様

- 用途: 細胞培養
- 滅菌方法: フィルターろ過 (0.1 μ m)
- pH: 7.2~7.4
- 濃度: 1×
- 細菌: 陰性
- マイコプラズマ: 陰性
- エンドトキシン: < 3.0 EU/mL

PBS (りん酸緩衝生理食塩水)

品番	型番	容量 (mL)	価格 (税抜)
4-7906-01	EB158706	500	¥980

※保管温度: 冷所保管 (2~30°C)

※製品は常温でお届け致します。

※有効期限: 製造後36ヶ月

■ 特長

- Ca²⁺、Mg²⁺、フェノールレッドを含みません。
- ろ過滅菌済みで細胞培養用途に適しています。

■ 仕様

- 用途: 細胞培養
- 滅菌方法: フィルターろ過 (0.1 μ m)
- pH: 7.2~7.4
- 濃度: 1×
- 細菌: 陰性
- マイコプラズマ: 陰性
- エンドトキシン: < 3.0 EU/mL

お問い合わせ先



アズワン株式会社

ライフサイエンス事業部 試薬・プロセス材料グループ

Email Reagents@so.as-1.co.jp

TEL 06-6447-8641

FAX 06-6447-8642

掲載価格は予告なく変更することがございます。最新価格は



QRコードからご確認ください。

VIOLAMO

40

遠沈管

チューブ・容器

ピペット・チップ・リザーバー

PCR関連品

ウェルプレート・UV分析

CPC向け消耗品

細胞培養関連品・ディスプレイベット


分離・フィルター

試薬

サンプル採取・ホモジナイズ

安全・滅菌

その他関連品



VDP-010

VDP-020

バイオモ滅菌ディスポピンセット (個包装)

滅菌 サンプル

品番	型番	全長(mm)	価格(税抜)
2-6706-01	VDP-010	120	¥1,450
2-6706-02	VDP-020	130	¥1,700

■ 特長

●検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。

■ 仕様

- 材質: VDP-010/PS、VDP-020/ABS樹脂
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 放射線滅菌済
- 入数: 1袋(個包装50本入)



NEW

VSC-10/500

バイオモサンプル採取カップ (スプーン付き)

滅菌 サンプル

	品番	型番	容量(mL)	入数	価格(税抜)
N	2-6725-02	VSC25-25	25	1袋(25本入)	¥ 650
N	2-6725-52	VSC25-500		1箱(25本入/袋×20袋入)	¥11,200
	2-6725-51	VSC-500	60	1箱(個包装10個入/袋×50袋)	¥15,200
	2-6725-01	VSC-10		1袋(個包装×10個入)	¥ 390

■ 特長

●幅広いタイプのスプーンがキャップに付いているので、土壌のサンプル採取等に適しています。

■ 仕様

- 材質: PS ●滅菌済

コストパフォーマンスに優れたホモジナイザー用ペッスル!



R-5.0

F-1.5

R-1.5



シールド(つば)が付いているので、操作性に優れ、コンタミを防止します。

バイオモホモジナイザーペッスル

滅菌

品番	型番	仕様	入数	価格(税抜)
1-2955-01	R-1.5	1.5mLチューブ丸底用	1袋(10本入)	¥ 830
1-2955-02	F-1.5	1.5mLチューブ平底用		¥ 830
1-2955-03	R-5.0	5mLチューブ用		¥1,090

■ 特長

- 安価なホモジナイザー用ペッスルです。
- 5mLチューブ用はバイオモ5mLチューブVIO-5Bに適合しています。

■ 仕様

- 材質: PP
- 放射線滅菌済
- DNase・RNaseフリー・DNAフリー

低発熱と強力破碎を両立、微量から大量サンプルまで対応



バイオモ超音波ホモジナイザー

レンタル対応

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
1-2976-01	SONICSTAR 85	195×310×170(突起部除く)	¥600,000
1-2976-11	ST-2	φ2mmチップ	¥ 80,000
1-2976-12	ST-3	φ3mmチップ	¥ 75,000
1-2976-13	ST-6	φ6mmチップ	¥ 75,000
1-2976-14	フットスイッチ		¥ 12,800

※総務省型式認定取得済

※本製品は理化学用途向けであり、鉱物や金属・その他プラスチックなどの硬いサンプルには使用できません。


■ 特長

- 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。
- 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。
- サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調整します。
- 高効率な破碎が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。
- オプションのフットスイッチを使用することで作業効率を向上できます。


■ 仕様

- 最大高周波出力: 85W
- 発振周波数: 21kHz±1kHz
- 周波数サーチ機能付き
- タイマー: 連続運転(1秒～10分)・間欠運転(0.5秒～5分)
- 安全機能: 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
- 電源: AC100V 50/60Hz 3A
- 重量: 本体/約3.5kg、発振部/約0.35kg
- 付属品: φ3mmチップ(チタン合金製)・レンチ×2本・スタンド・クランプ

<連続タイマー運転>
例) 5分ON



<間欠タイマー運転>
例) 10秒ON、30秒OFFを5分間



使用例



使用例



1次ガウンに適しています!



ガンマ線照射済クリーンウェア (シングルユース)

滅菌

品番	型番	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	入数	価格(税抜)
2-818-01	VGW-01S	S	152~164	76~ 92	1箱 (1セット/袋× 20袋入)	¥41,000
2-818-02	VGW-02M	M	158~170	84~104		¥41,000
2-818-03	VGW-03L	L	164~182	92~112		¥41,000
2-818-04	VGW-04XL	XL	170~188	96~124		¥41,000

※γ線滅菌済証明書を発行可能です。

■ 特長

- γ線滅菌済(15kGy)で管理スペースやクリーンルームなどの1次ガウンに適しています。
- 柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を備えています。
- 1袋単位で滅菌済インジケータが付いています。
- 縫製後、クリーン加工を行っています。

■ 仕様

- 材質:SMS不織布
- グレード目安:クラス10,000
- 商品内容:1セット(フード付きつなぎ服、シューズカバー)/袋×20袋
- 放射線滅菌済(照射証明書を発行できます)



ガンマ線照射済ディスプレイウェア (フード・シューズカバー一体型)

滅菌

品番	型番	サイズ	適応身長(cm)	胸囲(cm)	価格(税抜)
4-7380-01	VIS-S	S	156~164	82~ 90	¥45,000
4-7380-02	VIS-M	M	164~172	86~ 94	¥45,000
4-7380-03	VIS-L	L	172~180	90~ 98	¥45,000
4-7380-04	VIS-XL	XL	180~188	94~102	¥45,000

※γ線照射証明書を発行可能です。

■ 特長

- γ線滅菌済(15kGy)でグレードC/Dゾーン用ウェア、またはグレードA/Bゾーンでのオーバーガウニングのインナーウェアに適しています。
- 胸部、腰部、足首、足の甲のゴムにより、フィット感を向上させています。
- 足裏に滑り止めがついています。

■ 仕様

- 材質:SMS不織布 ●グレード目安:10000
- 放射線滅菌済
- 入数:1箱(1セット/袋×20袋入)



バイオラモニトリルグローブ

サンプル

品番	サイズ	手の平幅(mm)	入数	価格(税抜)
2-9016-01	L	107±4	1箱(100枚入)	¥2,640
2-9016-02	M	98±4		¥2,640
2-9016-03	S	86±4		¥2,640
2-9016-04	SS	76±4		¥2,640

■ 特長

- 高品質ニトリルゴムを使用し、耐久性・耐薬品性に優れています。
- 超薄型素材であるため、非常にフィット感があり、操作性に優れています。
- 濡れたままでも滑りにくい指先エンボス加工です。
- ニトリル製のため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用できます。
- ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。
- ASTM、ENに準拠しています。

■ 仕様

- 材質:NBR(ニトリルゴム) ●左右兼用 ●パウダーフリー ●全長:240mm
- 手の平厚み:0.07±0.02mm ●指先厚み:0.1mm ●手袋強度:18.0MPa
- 伸び率:500% ●Chemo対応

高温、135℃オートクレーブに対応!



バイオラモオートクレーブバッグ

サンプル

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
1-1597-01	VOB5575	550×750	1箱(100枚入)	¥17,200
1-1597-02	VOB6080	600×800		¥20,600

■ 特長

- 耐熱性に優れた素材の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。
- 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。

■ 仕様

- 材質:耐熱PP
- 耐熱温度:140℃
- 厚み:0.05mm



広がりを抑えるから扱いが容易！



使用例



ビオラモオートクレープバッグ(ガゼットタイプ)

サンプル

品番	型番	縦×横(mm)	推奨カゴ径(mm)	価格(税抜)
2-4129-01	VOG1550	500×150	φ210	¥10,300
2-4129-02	VOG1960	600×190	φ270	¥12,800
2-4129-03	VOG2260	600×220	φ300	¥13,700

■特長

- マチ付きのため袋の形状が崩れず、カゴやゴミ箱にスムーズに入れることができます。
- 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。

■仕様

- 材質:耐熱PP ●耐熱温度:140℃
- 厚み:0.05mm
- 入数:1袋(100枚入)
- 紙タイ100本付き



ビオラモ包埋カセット

サンプル

品番	型番	色	入数	価格(税抜)
2-6712-01	VEC-500W	白	1袋(500個入)	¥5,600
2-6712-02	VEC-500R	橙		¥5,600
2-6712-03	VEC-500G	緑		¥5,600
2-6712-04	VEC-500Y	黄		¥5,600
2-6712-05	VEC-500B	青		¥5,600

※サンプルは、-01をご用意しております。

■特長

- 書き込みエリアのスロープは約45°です。

■仕様

- 材質:POM(ポリアセタール)
- 薬液出入孔サイズ:0.9×5mm
- 外寸法:28×43.5×7mm
- 内寸法:26×29×5mm

—パンフレット掲載価格について— お客様への大切なお知らせ

- 価格は諸事情により事前の予告なく変更することがございます。
- 最新の価格については、QRコードよりAXELで、ご確認頂きますようお願いいたします。
- QRコード読み取りの際は、スマートフォン等のカメラ機能ではなく、各種QRコードリーダーアプリをご使用ください。

アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

□本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

□東京オフィス □横浜支店 □名古屋支店
□京都営業所 □高松営業所 □広島営業所

□札幌営業所 □仙台営業所 □静岡営業所
□福岡営業所 □沖縄営業所

- 商品の外観・仕様は改良のため変更することがあります。予めご了承ください。
- 印刷物ですので、掲載商品の色が実物と多少異なる場合があります。
- 本パンフレットの掲載内容を許可なく転載・複製することを禁じます。
- 価格は諸事情により事前の予告なく変更することがございます。
- 最新の価格については当社商品サイト「AXEL」<https://axel.as-1.co.jp/>で、ご確認をお願いいたします。
- 本パンフレットは税抜き価格で記載しております。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 万一、製造上の原因による品質不良および到着時の破損がございましたら弊社までご連絡ください。
 - 弊社保証(※)規定に基づき商品の交換または修理にて対応させていただきます。
 - 尚、上記以外の原因や誤った使用による故障等の責に關しましてはご容赦願います。
 - ご使用の際には取扱説明書、注意事項等の熟読をお願いいたします。
 - 本パンフレット・弊社商品サイト「AXEL」に掲載された画像、文章、その他素材は全てアズワン株式会社およびその権利者に帰属し、無断使用ならびに企業イメージを損なう表現や画像の加工等を禁じます。
 - 本パンフレットは研究室、医療施設、卸売業者、小売業者等の事業者間での取引を対象としております。
- ※ここでの保証とは納入品単体の保証を意味し、不良・破損によって誘発される損失に対してはご容赦ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ