

品目コード	071060-1001※中止	071060-1002
アズワンコード	2-8207-31※中止	65-9969-41
型 式	DM-100S (旧機種)	DM-100S (CE対応/現行機種)
製品写真	 <p>DCジャック部</p>	 <p>DCジャック部</p>
測定流体	清浄な非腐食性気体	
測定範囲	0~101.3kPa (絶対圧)	
センサー	半導体センサー	
精 度	±0.3% of F.S ± 1digit	
質 量	約0.7kg	
寸 法	96 (W) × 77 (D) × 89 (H) mm (突起部・取っ手含まず)	
電 源	AC100Vおよび単三乾電池×2本 ※100V電源の利用にはオプションのACアダプターが必要	
オプション品		
ACアダプター	ACアダプター UV313-0520EIAJ2型 品目コード：071060-51 アズワンコード：2-8207-41	ACアダプター UES12LCP-050200SPA型 品目コード：071060-61 アズワンコード：65-9969-42

※オプションのACアダプターは、DCジャック部の形状変更に伴い、互換性がありませんのでご注意ください。

(デジタルマノメーター DM-300S型には、引き続きACアダプター UV313-0520EIAJ2型がご使用可能です)

※オプションのアナログ出力ケーブルと支柱用クランプは、現行品のまま共通となります。