



品名	薬用冷凍冷蔵庫		
機種名	FMS - F 3 0 6 GX		
寸法	外形 (mm) (幅 奥行 高さ)	800 600 (698) 1863	
	内形 (mm) (幅 奥行 高さ)	(冷蔵室) 720 443 898 (冷凍室) 670 443 363	
有効内容積 (L)	(冷蔵室) 315 L (冷凍室) 113 L		
製品質量 (kg)	132 kg		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板、裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 4枚 (冷蔵室はガラス扉2枚)	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
設定温度範囲	(冷蔵室) 2 ~ 14 (冷凍室) - 30 ~ - 20		
冷却装置	圧縮機公称出力	(冷蔵室) 75 W (冷凍室) 350 W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	(冷蔵室) 強制通風式フィンチューブ式 (冷凍室) バイオンシート型	
	冷媒	(冷蔵室) R1234yf (冷凍室) R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	(冷蔵室) 自動検知式サイクルデフロスト (冷凍室) オフサイクルデフロスト (手動式)		
	電源	通用ブレーカー 単相100V 15A 50/60Hz 通用コンセント 接地形 2極 15A 125V 許容電圧範囲 (V) 90 ~ 110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.4 / 3.7
		始動電流 (A)	13 / 13
	保温時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	340 / 350
		力率 (%)	77 / 95
性	運転電流 (A)	2.7 / 2.1	
	消費電力 (W)	210 / 210	
使用周囲環境	- 5 ~ 35 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz	670 / 720W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	冷蔵室：棚網6枚、冷凍室：棚網2枚、鍵 霜取用ヘラ1個		

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- オプションの自記温度記録計は通常片方の部屋のみとなります。両室をご希望の場合は別途ご相談ください。
- 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

コンセント形状



☐ 吸込  
⚡ 吹出

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<b>殿</b>		整理No.
日付 2026年04月16日	1 / 20	図面番号