


コンパクトドライ™ 専用無料アプリ登場！



3分 手作業



3秒 AI自動
カウント

専用アプリケーション対象製品

コンパクトドライ™ TC (一般生菌数測定用)


コンパクトドライ™ EC (大腸菌・大腸菌群数測定用)

コンパクトドライ™ ECO (大腸菌数測定用)

コンパクトドライ™ CF (大腸菌群数測定用)

コンパクトドライ™ YM (酵母・カビ測定用)

コンパクトドライ™ YMR (酵母・カビ迅速測定用)



CompactDry™

There is always a better way.



コンパクトドライは培地調製不要の菌数測定用乾式簡易培地です

- 発色による明瞭なコロニーを形成



PERFORMANCE TESTED
AOAC
RESEARCH INSTITUTE
LICENSE NUMBER 010404

- 国際認証取得済 (AOAC・PTM, Microval, Nordval)

- ユニークな形状、軽量、取り扱いが容易



- 試料の自動拡散によりスピーディな検査を実現



- 安定した積載と恒温槽内のスペース節減
- 室温で12～24ヶ月の長期保存が可能

コンパクトドライ™ 専用アプリケーション無料ダウンロード



High-Speed@BactLAB™

詳細はこちらにアクセスください。

For PC
Online Service

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

available at
amazon appstore

【サービスの表現および仕様に関するご注意・商標一覧について】

- コンパクトドライ™、CompactDry™ および @BactLAB™ は、島津ダイアグノスティクス株式会社の商標または登録商標です。
 - Google、Google Play、Android およびその他マークは、Google Inc. の商標です。
 - Apple、Apple のロゴは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store、AppleCare、iCloud は、Apple Inc. のサービスマークです。™ and © Apple Inc. All rights reserved.
 - Amazon および Amazon Web Service は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標、または登録商標です。
- Copyright © Shimadzu Diagnostics Corporation. All rights reserved.

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート担当
TEL：03-5846-5707
URL：<https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/>

食品・環境検査の情報 Web サイト



<https://industrial-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>

皆様の会員登録を
お待ちしております

