



High-Speed
@BactLAB™
Colony Counter Global Service





 3分

Auto Count

 3秒

1検体あたり



High-Speed@BactLAB™

Free Application
for CompactDry™

CompactDry™
アプリケーション対象製品

CompactDry™ TC (Total Viable Count)
CompactDry™ EC (*E.coli* / Coliforms)
CompactDry™ ECO (*E.coli*)

CompactDry™ CF (Coliforms)
CompactDry™ YM (Yeast / Mold)
CompactDry™ YMR (Yeast / Mold)

ARTIFICIAL INTELLEGEANCE

Bacterial Count
Deep Learning System

Appcation for

CompactDry™



Colony Counter Global Service

High-Speed@BactLAB™



Nissui Pharmaceutical Co., Ltd.

- ※本サービスはCompactDry™ 専用の顧客向けアプリケーションになります。
- ※スマートフォンアプリを利用の際にはWi-Fi環境下でのご利用を推奨いたします。
- ※対象となる画像によっては、8%程度のカウント誤差が発生する場合があります。
- ※コロニーカウント結果が「0個」となった場合でも、結果が「陰性」を表すものではありません。
- ※本サービスで使用しているクラウド画像認識技術は、日本製薬株式会社と株式会社日立ソリューションズが共同で開発した画像認識システム用のAI技術を使用しております。
- ※本サービスの解析結果に関して、弊社では何ら責任を負うものではありません。

**Free Application
for CompactDry™**



For PC
Online Service



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

available at
amazon appstore

【サービスの表現および仕様に関するご注意・商標一覧について】

- 提供機能などに関しては、順次新サービスを提供しており、掲載説明と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- CompactDry™および@BactLAB™は、日本製薬株式会社の商標または登録商標です。
- 本サービスで使用しているクラウド画像認識技術は、日本製薬株式会社と株式会社日立ソリューションズが共同で開発した画像認識システム用のAI技術を使用しております。
- Google、Google Play、Androidおよびその他マークは、Google Inc.の商標です。
- Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Store、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。™ and ® Apple Inc. All rights reserved.
- AmazonおよびAmazon Web Serviceは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標、または登録商標です。