



AS ONE

アズワンオリジナルロングベストセラー品を集めました!!



BEST

イチ押し

SELECTION



サン
プル



安心のロングタイプ
高級ラテックス仕様
指先エンボス加工

クアラテック手袋 (DXパウダーフリー)

品番	サイズ	入数	定価
8-4053-01	L	100枚入/箱	2,800円
8-4053-02	M	100枚入/箱	2,800円
8-4053-03	S	100枚入/箱	2,800円
8-4053-11	L	100枚×10箱	25,000円
8-4053-12	M	100枚×10箱	25,000円
8-4053-13	S	100枚×10箱	25,000円

特徴

スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。

仕様

材質：ラテックス(D X パウダーフリー)
指先エンボス加工
左右兼用
全長：約290mm (ロング)

サン
プル



高級ラテックス仕様
全面エンボス加工

クアラテック手袋 (フルエンボス)

品番	サイズ	入数	定価
1-8448-01	L	100枚入/箱	2,750円
1-8448-02	M	100枚入/箱	2,750円
1-8448-03	S	100枚入/箱	2,750円
1-8448-11	L	100枚×10箱	24,800円
1-8448-12	M	100枚×10箱	24,800円
1-8448-13	S	100枚×10箱	24,800円

特徴

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。
細かい作業や長時間の作業に適しています。

仕様

商品区分：薄手・使い捨て手袋
材質：ラテックス パウダーフリー
左右兼用
全長：約295mm



アズワン株式会社



安心のロングタイプ。
高級ニトリルゴム仕様

クリーンノールニトリル手袋ロング

品番	サイズ	入数	定価
8-5686-01	L	100枚入/箱	2,500円
8-5686-02	M	100枚入/箱	2,500円
8-5686-03	S	100枚入/箱	2,500円
8-5686-51	L	100枚×10箱	22,500円
8-5686-52	M	100枚×10箱	22,500円
8-5686-53	S	100枚×10箱	22,500円

特徴

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性・抗静電性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

仕様

商品区分：薄手・使い捨て手袋
材質：ニトリルゴム パウダーフリー
指先エンボス加工
左右兼用 全長：295mm

サン
プル



高級ニトリルゴム仕様
全面エンボス加工

クリーンノールニトリル手袋ショート

品番	サイズ	入数	定価
8-5687-01	L	100枚入/箱	2,300円
8-5687-02	M	100枚入/箱	2,300円
8-5687-03	S	100枚入/箱	2,300円
8-5687-51	L	100枚×10箱	21,000円
8-5687-52	M	100枚×10箱	21,000円
8-5687-53	S	100枚×10箱	21,000円

特徴

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート（240mm）タイプです。フィット性・抗静電性に優れています。

仕様

商品区分：薄手・使い捨て手袋
材質：ニトリルゴム パウダーフリー
指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
左右兼用
全長：約240mm

サン
プル



高級ニトリルゴム仕様
全面エンボス加工

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

品番	サイズ	入数	定価
1-8450-21	L	100枚入/箱	2,400円
1-8450-22	M	100枚入/箱	2,400円
1-8450-23	S	100枚入/箱	2,400円
1-8450-24	SS	100枚入/箱	2,400円
1-8450-51	L	100枚×10箱	21,600円
1-8450-52	M	100枚×10箱	21,600円
1-8450-53	S	100枚×10箱	21,600円
1-8450-54	SS	100枚×10箱	21,600円

特徴

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性・耐静電性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。

仕様

商品区分：薄手・使い捨て手袋
材質：ニトリルゴム パウダーフリー 全面エンボス加工
左右兼用
全長：約240mm



塩化ビニル樹脂仕様
パウダーフリー

クリーンノール手袋 PVC

品番	サイズ	入数	定価
6-905-01	L	100枚入/箱	1,850円
6-905-02	M	100枚入/箱	1,850円
6-905-03	S	100枚入/箱	1,850円
6-905-11	L	100枚×10箱	16,600円
6-905-12	M	100枚×10箱	16,600円
6-905-13	S	100枚×10箱	16,600円

特徴

精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。

仕様

商品区分：薄手・使い捨て手袋
材質：PVC（塩化ビニル樹脂）（パウダーフリー）
左右兼用
全長：約230mm

サン
プル



裏面粘着剤付き
マットフレームと一緒に使えば長持ち

クリーンマット


品番	サイズ	カラー	定価
6-7585-01	450×900	ホワイト	3,150円
6-7585-02	600×900	ホワイト	3,750円
6-7585-03	600×1200	ホワイト	4,800円
6-7585-04	450×900	ブルー	3,150円
6-7585-05	600×900	ブルー	3,900円
6-7585-06	600×1200	ブルー	4,800円
6-7585-11	450×900用	フレーム	7,200円
6-7585-12	600×900用	フレーム	8,400円
6-7585-13	600×1200用	フレーム	9,600円

特徴

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスプレイです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。クリーンルーム用マット

仕様

商品区分：粘着マット
厚み：2mm 枚数：30枚
粘着シート1枚あたりの厚み：50μm
材質：シート/ポリエチレンフィルム
フレーム/ゴム



フレームイメージ



価格・品質に自信あり！
イチオシ商品

作業つなぎ服

品番	サイズ	入数	定価
3-1780-01	L	1枚	290円
3-1780-02	M	1枚	290円
3-1780-03	S	1枚	290円
3-1780-51	L	50枚/ケース	13,500円
3-1780-52	M	50枚/ケース	13,500円
3-1780-53	S	50枚/ケース	13,500円

特徴

優れた通気性・柔軟性！股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。

仕様

材質：PP（ポリプロピレン）スパンボンド不織布
フード・袖口・ウエスト・裾口ゴム入り
ファスナーカバー付き



丸ゴムタイプで耳に優しい
個包装マスク！

サン
プル

活性炭マスク 50枚入 丸ゴムタイプ

品番	サイズ	入数	定価
8-5327-01	フリー	50枚入/箱	7,000円

特徴

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。活性炭素繊維は粒状活性炭の10～100倍と非常に高い吸着能力を持っています。1枚毎にポリ袋包装されています。

仕様

入数：1箱（50枚入）防塵効率：98％ 丸ゴムタイプ 個包装
活性炭シート：坪量／18g/平方メートル、厚み／0.2mm、活性炭素繊維含有量／46％ 繊維表面積（活性炭）／1200平方メートル/g



サンプルあり！
厚手不織布使用

サン
プル

ディスポ不織布製靴カバー

品番	サイズ	入数	定価
1-7045-01	フリー	100枚	4,980円
1-7045-51	フリー	600枚	26,500円

仕様

サイズ：フリーサイズ
材質：PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布（40g/m2）
滑り止め：無し
形状：ショート



**価格・品質に自信あり！
ミシン目付きで分割簡単**

液体吸収ロール

品番	仕様	カラー	定価
3-6577-01	水・油・溶剤	ブラック	12,000円
3-6577-02	油	ホワイト	11,200円
3-6577-03	水・油・溶剤・酸・アルカリ	イエロー	19,800円

特徴

さまざまな液体を吸収できるロールです。
約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。

仕様

材質：PP（ポリプロピレン）
吸収量：73L/箱 サイズ：400mm×50m



**純水装置で精製しました！
高品質な精製水をお手ごろ価格でご提供！**

工業用精製水A300

品番	サイズ	容量	定価
2-961-01	300×300×300mm	20L	1,800円

特徴

バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。
純水装置により精製した精製水です。

仕様

サイズ:300×300×300mm
材質:外箱/ダンボール、内袋・キャップ・コック/PE(ポリエチレン)
JIS K 0557:A2相当
コック付き 容量(L):20
※有効期限:製造日より1年 型番:A300

商品の内容に関するお問い合わせ窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

＜受付時間＞月曜～金曜/午前9時～午後5時30分まで
※土日祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

FAX

0120-700-763

よくある質問ページを公開しました！

URL

<http://faq.as-1.co.jp>

AXEL

取扱点数
170万点



AXELで検索！

アズワン AXEL

<https://axel.as-1.co.jp/>



ご用命は信用ある代理店まで

サン
プル

サンプルピクト付きの商品はサンプル品をご用意しています。
ご入用の際は弊社代理店もしくはカスタマー相談センターへお問い合わせください。

本紙は全て2017年12月1日現在の価格・仕様を掲載しています。商品の外観・仕様は改良のため変更することがあります。
最新の価格・仕様は当社商品サイトAXELをご確認ください。



アズワン株式会社