

オートクレープ廃棄用袋

材 質	色	サイズ	耐熱温度
ポリオレフィン	ナチュラル	S・M・L	135℃ /20分

性能

●135℃/20分での処理が可能となります。コストダウン達成!

用途

・細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。


特長

・原料の特殊ブレンド技術により薄肉化を達成しました。

商品コード JAN	品 名	材質	色	厚み (mm)	商品サイズ (mm)		入 数	
					幅	全長	冊入数/枚	ケース入数/冊
A02531501	オートクレープ 廃棄用袋 (S)	ポリオレフィン	ナチュラル	0.03	220	280	100	10
A02531201	オートクレープ 廃棄用袋 (M)		ナチュラル	0.05	500	700	20	10
A02530701	オートクレープ 廃棄用袋 (L)		ナチュラル	0.05	620	820	20	10



新製品



高圧蒸気滅菌処理前のシャーレ。これを弊社オートクレープ用廃棄袋に入れ、高温滅菌処理を行います。



高圧蒸気滅菌処理後、シャーレは図のように完全に変形していますが、弊社袋に影響はありません。

※拡大図



製品のお問い合わせ、サンプル、ご注文は

TEL 06-6241-1375 FAX 06-6241-1376

ORDIY



オルディ株式会社

大阪市中央区北久宝寺町三丁目5番12号 御堂筋本町アーバンビル10F
URL <http://www.ordiy.com> TEL.06-6241-1375 FAX.06-6241-1376