






No.	部 品 名	数	材 質	寸法/呼び	表 面 処 理
	本 体	1	SUS304	t0.8	HL/SG
	戸 板 右	1	SUS304	t0.8	HL/SG
	戸 板 左	1	SUS304	t0.8	HL/SG
	錠 前	1	ZDC	PS錠	
	取 手	2	ABS	RS グレー	
	棚 板	4	SUS304	t0.8	2B
	ガラス	2	ガラス	t3.0	



上下連結用穴



床固定、上下連結用穴



有効内寸
幅 : 480mm x 2室
奥 : 230mm
高 : 705mm

3-1486-03

訂正					アズワン株式会社			名称		SC - 100FHG		No.
	担当	設計	製図	検閲	寸法	W1000 x D300 x H800	縮尺	年月日	図面	図面番号		