

薬品トレーに ブルー、グレーが新登場！

おすすめ 

薬品トレー

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
3-180-01	小	195×320×100	¥1,780
3-180-07	小ブルー		¥1,780
3-180-08	小グレー		¥1,780
3-180-09	タテ仕切板	1枚入	¥170
3-180-10	ヨコ仕切板	1枚入	¥110

**NEW
NEW
NEW
NEW**

- ・万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
- ・トレーの出し入れ時に便利のように、
トレーのコーナー部は丸みを帯びています。

■仕様

材質：PP（ポリプロピレン）

内寸法：上部／175×290×97mm、下部／170×284×97mm

収容数：φ78mm までのボトル（500mL 相当）×6 本

付属品：仕切板（タテ 1 枚・ヨコ 2 枚）

ご用命は信用ある販売代理店へ