


仕 様		
①	トップ	SUS430 1.2t
②	化粧板	SUS430 0.8t
③	脚	SUS430 1.0t×40×40 折脚
④	スノコ枠	SUS430 1.5t
⑤	スノコ	SUS430 0.6t
⑥	排水金具	φ114 小型ゴミ収納器
⑦	脚 先	φ40 アジャストボール



塩ビ蛇腹OFホース・排水ホース付

日付	品名	型式	寸法
2017.05.02	SUS430 化学水栓用一槽シンク	HPK1-600-430	W600×D600×H800 BG15-90