

## <システム構成例> Milli-Q® IQ7000 機器分析タイプ 一式



3-247-01 Milli-Q® IQ7000 ZIQ7000T0C  
(Q-POD® ZIQP0D000含む)

+

3-247-02 Milli-Q® IQ 7000用スターターキット  
機器分析タイプ ZIQ7STRTA (初期消耗品)

### <オプション品>

- ・フットペダル ZMQSFTSA1 : ハンズフリー採水を行いたいときに
- ・圧力安定弁 ZFMQ00PR : 装置への給水圧を安定させ、漏水リスクを軽減 (水圧0.3 MPa 以上の際に必要)