


3-4047-21



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	キャップ	1	PVC 透明 バランスウエイト式
③	架台脚	2	PVC アイボリー
④	バッフル板		PVC アイボリー
⑤	ソック	1	PVC 内寸: (W)150×(D)260×(H)80
⑥	サービソコンセント	1	AC100V15A ダブルコンセント 防滴プレート付
⑦	照明	1	蛍光灯 15W/1T
⑧	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑨	ファン (No.150耐熱ファン)	1	1φ100V 0.2Kw 5.6/4.8A (50/60Hz) 最大風量: 8/10m ³ /min (50/60Hz) 最大静圧: 100/150Pa (50/60Hz)
⑩	ファンスイッチ	1	照光式 赤色
⑪	漏電ブレーカー	1	30AF 15AT 30mA
⑫	給水栓	1	PVC
⑬	バランスウエイト	2	平鋼 耐薬品塗装焼付仕上
⑭	ウェイトカバー	2	PVC アイボリー
⑮	電源コード	1	接続型2Pプラグ 2.5m OAアダプター付
付属品			給水ホース 2m (外径φ18×内径φ15) クケノコ (外径φ16) 連結用ダクトホースφ150 0.55m 排気ダクトホースφ150 2.5m ステンホースバンド 4個 (ダクトホース取付用) 排水ホース 2m (外径φ30×内径φ25)