



3-4047-25

番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	ラッセル	1	PVC 透明 バランスウエイト昇降式
③	架台扉	2	PVC アイボリー
④	バツフル板		PVC アイボリー
⑥	サービコンセント	1	AC100V15A ダブルコンセント 防護プレート付
⑦	照明	1	蛍光灯 15W灯
⑧	照明スイッチ	1	非開光式 黒色
⑨	ファン (EC-100T)	1	3φ200V 0.4Kw 2.5/2.5A (50/60Hz) 最大風量: 13/16m <sup>3</sup> /min (50/60Hz) 最大静圧: 1.32/1.9%Pa (50/60Hz)
⑩	ファンスイッチ	1	開光式 緑色
⑪	漏電ブレーカ	1	30AF 15AT 30mA (100V回路用)
⑬	バランスウエイト	2	平鋼 耐薬品塗装焼付仕上
⑭	ウエイトカバー	2	PVC アイボリー
⑮	電源コード	1	100V回路用: 接地型2Pプラグ 2.5m OAプラグ付
		1	200V回路用: プラグ付 (総下WF7420) コード 3m
⑯	インバーター	1	ファン駆動用
⑰	漏電ブレーカ	1	30AF SAT 30mA (200V回路用)
⑱	異常表示灯	1	インバーター用
付属品			連結用ダクトホースφ125 0.75m 排気ダクトホースφ100 2.5m ファイヤーバンド 2個 (連結用ダクトホース取付用) ステンホースバンド 2個 (ダクトホース取付用)