



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	サッシ	1	PVC 透明 バランスウエイト昇降式
③	架台扉	2	PVC アイボリー
④	バッフル板		PVC アイボリー
⑥	サービスコンセント	1	AC100V15A ダブルコンセント 防滴プレート付
⑦	照明	1	LED (蛍光灯 15W×1灯相当)
⑧	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑨	ファン (EC-04S)	1	1φ100V 0.4Kw 6.0/7.8A (50/60Hz) 最大風量: 13/16m ³ /min (50/60Hz) 最大静圧: 1.32/1.91kPa (50/60Hz)
⑩	ファンスイッチ	1	照光式 赤色
⑪	漏電ブレーカー	1	30AF 15AT 30mA
⑬	バランスウエイト	2	平鋼 耐薬品塗装焼付仕上
⑭	ウエイトカバー	2	PVC アイボリー
⑮	電源コード	1	接地型2Pプラグ 2.5m OAアダプター付
付属品			連結用ダクトホースφ125 0.75m 排気ダクトホースφ100 2.5m ファイヤーバンド 2個 (連結用ダクトホース取付用) ステンホースバンド 2個 (ダクトホース取付用)