




| 番号  | 名称              | 数 | 備考                                                                                                          |
|-----|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 本体              | 1 | PVC アイボリー                                                                                                   |
| ②   | サッシ             | 1 | PVC 透明 バランスウエイト昇降式                                                                                          |
| ③   | 架台扉             | 2 | PVC アイボリー                                                                                                   |
| ④   | バッフル板           |   | PVC アイボリー                                                                                                   |
| ⑥   | サービスコンセント       | 1 | AC100V15A ダブルコンセント 防滴プレート付                                                                                  |
| ⑦   | 照明              | 1 | LED (蛍光灯 15W×1灯相当)                                                                                          |
| ⑧   | 照明スイッチ          | 1 | 非照光式 黒色                                                                                                     |
| ⑨   | ファン<br>(EC-H04) | 1 | 3φ200V 0.4Kw 2.3/2.3A (50/60Hz)<br>最大風量: 13.5/16m <sup>3</sup> /min (50/60Hz)<br>最大静圧: 1.3/1.9kPa (50/60Hz) |
| ⑩   | ファンスイッチ         | 1 | 照光式 緑色                                                                                                      |
| ⑪   | 漏電ブレーカ          | 1 | 30AF 15AT 30mA (100V回路用)                                                                                    |
| ⑬   | バランスウエイト        | 2 | 平鋼 耐薬品塗装焼付仕上                                                                                                |
| ⑭   | ウエイトカバー         | 2 | PVC アイボリー                                                                                                   |
| ⑮   | 電源コード           | 1 | 100V回路用: 接地型2Pプラグ 2.5m OAアダプター付                                                                             |
|     |                 | 1 | 200V回路用: プラグ付 (松下 WF7420) コード 5m                                                                            |
| ⑯   | インバーター          | 1 | ファン制御用                                                                                                      |
| ⑰   | 漏電ブレーカ          | 1 | 30AF 5AT 30mA (200V回路用)                                                                                     |
| ⑱   | 異常表示灯           | 1 | インバーター用                                                                                                     |
| 付属品 |                 |   | 連結用ダクトホースφ125 0.75m                                                                                         |
|     |                 |   | 排気ダクトホースφ100 2.5m                                                                                           |
|     |                 |   | ワイヤーバンド 2個 (連結用ダクトホース取付用)                                                                                   |
|     |                 |   | ステンホースバンド 2個 (ダクトホース取付用)                                                                                    |