


3-4049-21



1	プレフィルター	1	黒レザ-巻 227×227
2	プレフィルター押え	2	PVC グレー
3	ファン	1	定格電流：AC100V、定格周波数：50/60Hz 風量：約1m ³ /min
4	抗菌防臭HEPAフィルタ	1	200×200×50 集塵効率：0.3μmの粒子 99.97%以上捕集
5	本体	1	SUS304 t0.8 BA 天フタ单独取り外し
6	ゴム足	4	
7	ファンスイッチ	1	照光式
8	蛍光灯スイッチ	1	非照光式
9	殺菌灯スイッチ	1	非照光式
10	丁番	4	SUS304
11	扉板	1	PC t5 透明
12	殺菌灯	1	15W× 1灯
13	蛍光灯	1	10W× 1灯
14	電源コード	1	2Pプラグ付電源コード 2m

