

3-4056-23

番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	扉	1	PVC 透明
③	シンク	1	PVC 内寸: (W) 180×(D) 300×(H) 55
④	給水栓	1	PVC
⑤	照明	1	蛍光灯 10W×1灯
⑥	照明スイッチ	1	
⑦	風量調節機能付 ファンユニット	1	ケーシング: 鋼板 耐薬品処理塗装仕上 ファン仕様は下記参照
⑧	ファンスイッチ	1	照光式
⑨	ウェイト部	2	ウェイト: 平鋼 耐薬品処理塗装仕上 カバー: PVC アイボリー
⑩	排気口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンセント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 4A
⑬	電源コード	1	AC100V 2Pプラグ付コード×2m
⑭	風量切替スイッチ	1	Hi(強), Mi(中), Lo(弱) 3段階切替用

排気ファン仕様

	電圧	周波数	入力	電流	最大風量	最大静圧	起動電流
	V	Hz	W	A	m ³ /min	Pa	A
Hi(強)	100	50/60	93/110	0.95/1.16	6.9/6.2	360/500	1.67/1.58
Mi(中)			75/74	0.77/0.76	4.6/3.7	330/420	1.05/0.96
Lo(弱)			57/54	0.6/0.55	3.0/2.6	285/280	0.75/0.68

