



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	扉	1	PVC 透明
⑤	照明	1	蛍光灯 10W/4U
⑥	照明スイッチ	1	非開光式 黒色
⑧	ファンスイッチ	1	開光式 赤色
⑨	クワイット部	2	クワイット: 平刷 耐薬品埃付塗装仕上 カバー: PVC アイボリー
⑩	取付口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンセント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 6A
⑬	電源コード	1	2Pプラグ付コード×2m

3-4056-24

