





番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC ファイボリー
②	扉	1	PVC 透明
⑤	照明	1	蛍光灯 10W×1
⑥	照明スイッチ	1	非瞬光式 黒色
⑦	ファンユニット 風量調節機能付	1	ケーシング: 銅板 耐薬品焼付塗装仕上 ファン仕様は下記参照
⑧	ファンスイッチ	1	瞬光式 赤色
⑨	ウェイト部	2	ウェイト: 平銅 耐薬品焼付塗装仕上 カバー: PVC ファイボリー
⑩	排気口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンセント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 4A
⑬	電源コード	1	2Pプラグ付コード×2m
⑭	風量切替スイッチ	1	Hi(強), Mi(中), Lo(弱) 3段階切替用

3-4056-26

