







3-4056-27



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	扉	1	PVC 透明
③	シンク	1	PVC 内寸: (W)180×(D)300×(H)55
④	給水栓	1	PVC
⑤	照明	1	蛍光灯 10W1灯
⑥	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑦	ファンユニット (M型ファン)	1	ケーシング: 鋼板 耐薬品焼付塗装仕上 ファン最大風量: 9.7/10.8m³/min (50/60Hz) ファン最大静圧: 0.385/0.565kPa (50/60Hz)
⑧	ファンスイッチ	1	照光式 赤色
⑨	ウェイト部	2	ウェイト: 平鋼 耐薬品焼付塗装仕上 カバー: PVC アイボリー
⑩	排気口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンセント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 4A
⑬	電源コード	1	2Pプラグ付 2m
付属品			排水ホース (外径φ20×内径φ15) 1m 1本
			タケノコ (外径φ16) 1本
			φ100ダクトホース 2.5m 1本

