







作業面詳細



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	扉	1	PVC 透明
⑤	照明	1	蛍光灯 10W/灯
⑥	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑦	ファンユニット (M型ファン)	1	ケーシング: 銅板 耐薬品焼付塗装仕上 ファン最大風量: 9.7/10.8m ³ /min (50/60Hz) ファン最大静圧: 385/565Pa (50/60Hz)
⑧	ファンスイッチ	1	照光式 赤色
⑨	ウエイト部	2	ウエイト: 平銅 耐薬品焼付塗装仕上 カバー: PVC アイボリー
⑩	排気口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンセント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 4A
⑬	電源コード	1	2Pプラグ付コード×2m

3-4056-28

