





3-4056-30

番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	扉	1	PVC 透明
⑤	照明	1	蛍光灯 10WUT
⑥	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑦	ファンユニット	1	ケーシング: PVC アイボリー ファン最大流量: 9.0/10.0m ³ /min(50/60Hz) ファン最大静圧: 0.39/0.55kPa(50/60Hz)
⑧	ファンスイッチ	1	照光式 赤色
⑨	ウェイト部	2	ウェイト: 平鋼 耐薬品焼付塗装仕上 カバー: PVC アイボリー
⑩	排気口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンベント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 4A
⑬	電源コード	1	2Pプラグ付コード×2m

