






3-4057-26



作業面詳細



番号	名称	数	備考
①	本体	1	SUS-304 ヘアライン
②	扉	1	PVC 透明
⑤	照明	1	蛍光灯 10W×1灯
⑥	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑦	ファンユニット 風量調整機能付	1	ケーシング: 鋼板 耐薬品焼付塗装仕上 ファン仕様は下記参照
⑧	ファンスイッチ	1	照光式 赤色
⑨	ウエイト部	2	ウエイト: 平鋼 耐薬品焼付塗装仕上 SUS-304 ヘアライン
⑩	排気口	1	φ100ダクトジョイント
⑪	コンセント	1	ファンユニット接続用
⑫	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 4A
⑬	電源コード	1	2P電源コード×2m
⑭	風量切替スイッチ	1	Hi(強), Mi(中), Lo(弱) 3段階切替用
付属品		φ100ダクトホース 2.5m 1本	

排気ファン仕様

	電圧	周波数	入力	電流	最大風量	最大静圧	起動電流
	V	Hz	W	A	m ³ /min	Pa	A
Hi(強)	100	50/60	93/110	0.95/1.16	6.9/6.2	360/500	1.67/1.58
Mi(中)			75/74	0.77/0.76	4.6/3.7	330/420	1.05/0.96
Lo(弱)			57/54	0.6/0.55	3.0/2.6	285/280	0.75/0.68