

3-4064-33

番号	部品名	数量	記号
1	フレーム	1	パイプ: SUS304 φ13 ジョイント: 亜鉛ダイキャスト クロームノッキ仕上げ
2	ダクトジョイント	1	鋼管/鋼板 焼付け塗装仕上げ
3	天板	1	鋼板 焼付け塗装仕上げ
4	ビニールカバー	1	透明 軟質塩化ビニール t0.5
5	マジックテープ	1	前カバー止め用
6	ファスナー	1	前カバー開き用

