

■ダクトレスヒュームフード

3-4425-31~33

■仕様

品番		-31	-32	-33
型番		DL-06	DL-09	DL-12
外寸法		600×700×1000mm	900×700×1000mm	1200×700×1000mm
有効内寸法		584×695×590mm	884×695×590mm	1184×695×590mm
運転重量		60kg	75kg	90kg
処理風量	50Hz	3.8m ³ /min	7.9m ³ /min	10.2m ³ /min
	60Hz	4.4m ³ /min	8.0m ³ /min	11.0m ³ /min
活性炭	本数	6本	10本	16本
	重量	4.8kg	8.0kg	12.8kg
蛍光灯		15W×1本		15W×2本
材質	ヘッドユニット部	スチール(耐熱焼付塗装)		
	フード部ケーシング	作業面/ステンレス(SUS304)、扉・側板/透明PMMA(アクリル)8mm		
電源		AC100V 50/60Hz		
消費電力(50/60Hz)		72/87W	119/144W	280/395W