






型 番	PDH-1800
寸法 開口×奥行×高さ mm	1800×970/900×2200



17	ダンバー	1	一般PVC
16	電気接続ボックス	1	
15	バランスカバー	2	一般PVC アイボリー
14	バランスウェイト	2	黒銅 耐薬品塗装仕上げ
13	排気口	1	PVC 250A 合いフランジ付
12	照明スイッチ	1	
11	照明	1	40W×2灯
10	サービスコンセント	1	AC100V 15A ダブル アース付
9	シンク	1	耐熱PVC アイボリー 寸内(W)1600×(D)650×(H)105/125
8	給水ハンドル	2	
7	給水栓	2	PVC 自在栓
6	吸込みガラリ	2	
5	架台扉	4	一般PVC アイボリー
4	架台	1	一般PVC アイボリー
3	セッシ	1	新熱PVC 透明 バランスウェイト式
2	バッフル板	1	耐熱PVC アイボリー
1	本体	1	接ガス部 新熱PVC アイボリー
	部 品 名	数	備 考

訂正	・	・	▲アズワン株式会社				殿			名称 TITLE		NO.
	・	・								エッチングドフット PDH-1800		
	・	・										
	・	・										
	・	・										
	品名	設計	製図	積算	寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	図名 PROJECT NAME		図面番号 DWG.NO.		
					(W)1800×(D)970/900×(H)2200	1 / 20		耐熱塩ビ 1 層タイプ				
	・	・	この図面は、アズワン社の財産であり、アズワン社の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン社の利益を損なう行為をしてはならない									

この図面は、アズワン様の財産であり、アズワン様の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン様の利益を損なう行為をしてはならない