



セフティキャビネット連結使用例

天井部には排気ダクトを取り付けることができます。微量の排気も薬品庫の寿命を延ばすのに効果的です。約1m³/min以上を推奨しています。




●別売オプション部品（弊社販売代理店まで商品コードでご注文ください）

L4




商品コード: 3-5016-11
4個入り
床固定、壁面固定、
横連結にご利用
いただけます。

F4



商品コード: 3-5016-13
4個入り
薬品庫の横連結に
ご利用いただけます。

L2



商品コード: 3-5016-12
4個入り
床固定、壁面固定に
ご利用いただけます。



商品コード: 1-7612-01
排気ダクトφ100mm
高さ100mm