


商品名 : 光学用小型機器 ポールスタンド 3-5130-06 ~ 23 (単位 : mm)

◇ 外形寸法図 : 3-5130-06 ~ 14



| 品番 | | L |
|-----|-----|-----|
| -06 | -15 | 30 |
| -07 | -16 | 40 |
| -08 | -17 | 50 |
| -09 | -18 | 60 |
| -10 | -19 | 70 |
| -11 | -20 | 80 |
| -12 | -21 | 100 |
| -13 | -22 | 120 |
| -14 | -23 | 130 |

◇ 外形寸法図 : 3-5130-15 ~ 23

