




3-5287-02



名称	備考
1 本体フレーム	1 アルミ型材、アルマイト被膜処理
2 側面パネル	2 ポリカーボネイト 透明
3 扉	2 ポリカーボネイト 透明
4 作業面	1 SUS 304 BA
5 ヘッド部分	圧延鋼板+焼付塗装：白
6 プレフィルター	1 不織布：モダクリル+ポリエステル
7 樹脂製エンドキャップ	4 ABS グレー
8 HEPAフィルター	サイズ：450×450×50 集塵効率：0.3μm 99.97%以上捕集
9 ヒューズ	1 ガラス管ヒューズ 5×20 2A
10 電源コード	1 接地2P プラグ付 1.8m
11 蛍光灯	2 15W 1灯
12 蛍光灯スイッチ	1 波動スイッチ
13 ファン	1 処理風量：5.0m³/min
14 ファンスイッチ	1 照光式波動スイッチ
15 殺菌灯	2 15W 1灯
16 殺菌灯スイッチ	1 波動スイッチ