



3-5338-21

名称	数量	備考
① 本体フレーム	1	アルミ型材、アルマイト被膜処理
② パネル	1	側面：アクリル 透明 前面：アルミ複合板 白
③ 扉	1	アクリル 透明
④ 作業台	1	SUS 304 BA
⑤ ヘッド部分	1	圧延鋼板・焼付塗装：白
⑥ プレフィルター	1	不織布：モダアクリル・ポリエスチル
⑦ 樹脂製エンドキャップ	4	ABS グレー
⑧ 抗菌防臭HEPAフィルター	1	サイズ：200×200×50 集塵効率：0.3μmの粒子 99.97%以上捕集
⑨ ヒューズ	1	ガラス管ヒューズ 5×20 1.5A
⑩ 電源コード	1	規格2P プラグ付 15m
⑪ 蛍光灯	1	15W MT
⑫ 蛍光灯スイッチ	1	波動スイッチ 非閃光式
⑬ ファン	1	消費電力：45W (50/60Hz) 処理風量：1.0m ³ /min
⑭ ファンスイッチ	1	閃光式波動スイッチ



ABS矢張り

