


プランジャーロッド挿入口
幅2mm

最大幅2cm

3-5991-01~03

Flip  Grip

プランジャーロッドを差し込み、
プランジャーボタンをひっかけて保持する




- シリコングリップでピペットのハンドル上部を保持する
- 幅22.4mmのピペットでも固定可能

※ 単位 : mm
※ 記載のサイズは実測値



※ 単位 : mm
※ 記載のサイズは実測値



- ★ 3-1692-01～08は、プランジャーロッドがなく、ハンドル幅も3cmのため使用不可
- ★ 3-8662-01～08は使用可能